


Сушилка для пробирок на 55 мест Stegler 55

Сантехнические принадлежности для лабораторий



Ваша цена

Розница

3 315 руб.

Оптовая цена

3 181 руб.



В наличии

С учетом НДС 22 %

- Количество посадочных гнезд: 55

Товар участвует в акциях:

- Эксклюзив
- Популярное

Описание

Сушилка для пробирок на 55 мест Stegler 55

Универсальная лабораторная сушилка Stegler 55 подходит для сушки пробирок и колб. Вмещает до 55 единиц посуды.

Сделана из стали, покрытой порошковой краской, которая защищает металлическую конструкцию от коррозии и царапин. Наконечники на штырях для сушки пробирок сделаны из силикона.

Сушилку можно повесить на стену или поставить на стол.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Stegler

Страна бренда

Китай

Тип

сушилка для посуды

Количество посадочных гнезд

55

Габариты, мм

675×358×155

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.