

Сушилка для пробирок Stegler 0362A

Сантехнические принадлежности для лабораторий



Ваша цена

Розница

6 249 руб.

Оптовая цена

5 999 руб.



В наличии

С учетом НДС 22 %

- Количество посадочных гнезд: 52

Описание

Сушилка для пробирок Stegler 0362A

Универсальная лабораторная сушилка Stegler 0362A подходит для сушки пробирок и колб. Вмещает до 52 единиц посуды. Длина наконечников: 120 и 95 мм.

Выполнена из полипропилена, который устойчив к воздействию агрессивных химических растворителей, его легко мыть и можно чистить дезинфицирующими средствами.

Сушилку можно повесить на стену или поставить на стол.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Stegler

Страна бренда

Китай

Тип

сушилка для посуды

Количество посадочных гнезд

52

Габариты, мм

550×700×120

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.