

Тележка для размещения контейнеров КРОНТ ТК-01

Тележки внутрикорпусные



Ваша цена

Розница
10 976 руб.

Оптовая цена
10 570 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Тележка для размещения контейнеров КРОНТ ТК-01

Тележка КРОНТ ТК-01 предназначена для компактного размещения контейнеров для стерилизации КДС КРОНТ, включая два **контейнера КДС-3** объёмом 3 л и два **контейнера КДС-5** объёмом 5 л. Она применяется в операционных, перевязочных и процедурных кабинетах для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских инструментов и предметов непосредственно в местах их использования.

Размещение контейнеров один над другим минимизирует занимаемый объём и обеспечивает удобный доступ к каждому контейнеру. Конструкция тележки выполнена из стальной трубы круглого сечения с порошковым покрытием, оснащена четырьмя кронштейнами для контейнеров из прутка нержавеющей стали $\times 6$ мм, четырьмя пластиковыми амортизирующими отражателями и поворотными колёсными опорами $\times 50$ мм с резиновым ободом и тормозом.

Тележка позволяет безопасно и быстро устанавливать контейнеры на нужное место, снижая физическую нагрузку на медицинский персонал. Обработка контейнеров возможна любыми разрешёнными дезинфицирующими средствами.

Особенности

- Размещение до двух контейнеров КДС-3 и двух контейнеров КДС-5 одновременно.
- Компактность и оптимизация занимаемого объёма.
- Удобный доступ к каждому контейнеру.
- Конструкция из стальной трубы с порошковым покрытием.
- Кронштейны из нержавеющей стали $\times 6$ мм.
- Четыре пластиковых амортизирующих отражателя.
- Поворотные колёсные опоры $\times 50$ мм с резиновым ободом и тормозом.
- Возможность обработки любыми разрешёнными дезинфицирующими средствами.
- Снижает физическую нагрузку персонала при перемещении контейнеров.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Нагрузка, кг, не более	30
Диаметр колёс, мм	50
Срок службы, лет	5
Рабочий объём контейнеров КДС-3, л	$3 \pm 0,4$
Рабочий объём контейнеров КДС-5, л	5 ± 1
Максимальная температура автоклавирования контейнеров	134 °С
Материал контейнеров	Ударопрочный химически стойкий полимер

Преимущества

Тележки КРОНТ ТК-01 предлагают множество преимуществ, которые делают их незаменимыми для удобного и безопасного размещения контейнеров КДС КРОНТ в медицинских учреждениях:

- Компактность и эргономика — минимизируют занимаемый объём и обеспечивают удобный доступ к каждому контейнеру.
- Прочность конструкции — выполнены из стальной трубы с порошковым покрытием, обеспечивая долговечность и надёжность.
- Удобные кронштейны для контейнеров — изготовлены из нержавеющей стали 6 мм для надёжной фиксации.
- Колёсные опоры с тормозом — обеспечивают лёгкое перемещение и устойчивость тележки в процессе эксплуатации.
- Амортизирующие элементы — снижают риск повреждения контейнеров при перемещении и транспортировке.
- Универсальность — позволяет размещать два контейнера КДС-3 объёмом 3 л и два контейнера КДС-5 объёмом 5 л одновременно.
- Безопасность и гигиена — совместимы с любыми разрешёнными дезинфицирующими средствами, обеспечивая санитарные нормы при работе с медицинскими изделиями.
- Снижение физической нагрузки персонала — легко устанавливаются и перемещаются даже при полной загрузке контейнеров.
- Долговечность эксплуатации — срок службы тележки составляет 5 лет, контейнеров — 3 года.

Тележки КРОНТ ТК-01 являются эффективным и удобным решением для организации предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских инструментов непосредственно в местах их использования, обеспечивая безопасность, эргономику и надёжность работы медицинского персонала.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КРОНТ
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000074686.pdf
Габариты, мм	650 × 400 × 1 075
Вес, кг	6
Габариты в упаковке, мм	935 × 330 × 60
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.