

Термогигрометр Testo 605-N1

Гигрометры



Ваша цена

Розница
9 900 руб.

Оптовая цена
9 405 руб.



В наличии

С учетом НДС 22 %

- Измеряет: температуру, влажность
- Особенности: определяет температуру точки росы
- Диапазон измерения, °C: 0...+50
- Диапазон измерения, % ОВ: 5...95

Описание

Термогигрометр Testo 605-N1

Термогигрометр Testo 605-N1 с зондом длиной 125 мм предназначен для измерений в воздуховодах. Поворотный дисплей позволяет легко считывать данные. Сенсор с долгосрочной стабильностью работы гарантирует высокую точность измерений даже после многих лет эксплуатации.

Может рассчитывать температуру точки росы в диапазоне от -20 до +50 °C.

Внесён в Государственный реестр средств изменений.

Работает от 3 батареек AAA, батарейки входят в комплект. Одного набора хватает примерно на 1000 часов работы.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Testo
Страна бренда	Германия
Ссылка на документы	
	https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00000032776.pdf ,
	https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000032776.pdf
Измеряет	температуру, влажность
Особенности	определяет температуру точки росы
Диапазон измерения, °C	0...+50
Погрешность, °C	0,5

Разрешение, °C	0,1
Диапазон измерения, % ОВ	5...95
Погрешность, % ОВ	±3
Разрешение, % ОВ	0,1
Вес, кг	0.075
Страна производства	Германия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.