

## Аппарат для подогрева инфузионных растворов Bestman BFW-1020

Термостаты-инкубаторы



### Ваша цена

Розница  
**24 450 руб.**

Оптовая цена  
**23 475 руб.**



Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 20 %

- Дополнительный функционал: для инфузионных растворов
- Диапазон температур, °С: Ткомн...+42

Товар участвует в акциях:

- Распродажа

**Наличие регистрационного удостоверения**

## Описание

### Термостат Bestman BFW-1020

Термостат Bestman BFW-1020 нужен для подогрева жидкости, проходящий через насос до заданной температуры, необходимой для проведения биохимических лабораторных исследований. Нагрев происходит непосредственно через шланг, через который жидкость подаётся в систему. Может нагревать до 9 л/час.

Автоматическое регулирование и поддержание заданной температуры. Непрерывное измерение температуры в рабочей камере термостата. На ЖК-дисплей выводится текущая и заданная температура. В случае выхода температуры за границы диапазона зазвучит сигнализация.

Можно подключить к компьютеру через стандартный разъём RS-232.

## Преимущества

### Преимущества термостата BFW-1020

- Быстрое достижение заданной температуры в рабочем шланге.
- Минимальное время выхода на рабочий режим.
- Высокая надёжность.
- Простота в обращении.

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Bestman

Страна бренда	Китай
Отрасли	Здравохранение
Дополнительный функционал	для инфузионных растворов
Диапазон температур, °C	Ткомн...+42
Отклонение температуры от заданной, ±°C	0,8
Габариты, мм	190×60×150
Вес, кг	2.5
Вес в упаковке, кг	2.7
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	100
Страна производства	Китай

#### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.