

## Термостат с охлаждением КПЗ ТВ-80

Термостаты-инкубаторы    Арт. КИУС.941729.004



### Ваша цена

Розница  
**84 240 руб.**

Оптовая цена  
**82 080 руб.**



В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Дополнительный функционал: есть система охлаждения
- Объем рабочей камеры, л: 80
- Диапазон температур, °С: Ткомн.-10...+70

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

## Описание

### Термостат с охлаждением КПЗ ТВ-80

Термостат ТВ-80 предназначен для получения и поддержания внутри рабочей камеры стабильной температуры, необходимой для проведения бактериологических, микробиологических, санитарно-бактериологических, вирусологических и биохимических исследований.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2009/05335 от 15.06.2015.

Модель в стандартном исполнении оснащена полками в количестве 2 шт., максимальное допустимое число полок – 4 шт. Минимальный шаг расположения полок составляет 50 мм.

Возможное число программируемых режимов – 10.

Дискретность задаваемой температуры – 0,1 °С.

Аварийное отключение от сети при перегреве в камере происходит при достижении температуры не более +85 °С.

Гарантийный срок эксплуатации термостата – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Средний срок службы – 10 лет.

Время непрерывной работы термостата – не менее 500 часов.

По желанию заказчика стандартная модель может быть оснащена подставкой. Размеры подставки – 694×540×740 мм.

## Преимущества

- Превосходные эксплуатационные характеристики, низкое энергопотребление.
- Полная изолированность нагревательного модуля от внутреннего пространства камеры предотвращает пересушивание проб (например, биологических образцов) вследствие испарения.
- Цифровая индикация текущей температуры в рабочей камере.
- Наличие дополнительной стеклянной двери позволяет визуально наблюдать процессы, происходящие внутри камеры, не нарушая её герметичности.
- Высокоэффективный охлаждающий модуль на основе элементов Пельтье.
- Вентилятор с низким уровнем шума позволяет равномерно перемешивать воздух внутри камеры для лучшего термостатирования на всех полках.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	КИУС.941729.004
Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000003668.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000003668.pdf</a>
Дополнительный функционал	есть система охлаждения
Объём рабочей камеры, л	80
Размеры рабочей камеры, мм	450×380×450
Диапазон температур, °С	Ткомн.-10...+70
Отклонение температуры от заданной, ±°С	1
Время нагрева, мин, не более	240
Количество полок	2
Размер полки, мм	440×356
Максимальный шум, дБ	60
Габариты, мм	665×700×795
Вес, кг	60
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	600
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.