

## Термостат с охлаждением КПЗ ТВ-80

Термостаты-инкубаторы



### Ваша цена

Розница  
**78 975 руб.**

Оптовая цена  
**76 950 руб.**



Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Дополнительный функционал: есть система охлаждения
- Объем рабочей камеры, л: 80
- Диапазон температур, °С: Ткомн.-10...+70

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

### Наличие регистрационного удостоверения

Array

## Описание

### Термостат с охлаждением КПЗ ТВ-80

Термостат ТВ-80 предназначен для получения и поддержания внутри рабочей камеры стабильной температуры, необходимой для проведения бактериологических, микробиологических, санитарно-бактериологических, вирусологических и биохимических исследований.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2009/05335 от 15.06.2015.

Модель в стандартном исполнении оснащена полками в количестве 2 шт., максимальное допустимое число полок – 4 шт. Минимальный шаг расположения полок составляет 50 мм.

Возможное число программируемых режимов – 10.

Дискретность задаваемой температуры – 0,1 °С.

Аварийное отключение от сети при перегреве в камере происходит при достижении температуры не более +85 °С.

Гарантийный срок эксплуатации термостата – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Средний срок службы – 10 лет.

Время непрерывной работы термостата – не менее 500 часов.

По желанию заказчика стандартная модель может быть оснащена подставкой. Размеры подставки – 694×540×740 мм.

## Преимущества

### Преимущества термостата с охлаждением КПЗ ТВ-80

- Превосходные эксплуатационные характеристики, низкое энергопотребление.
- Полная изолированность нагревательного модуля от внутреннего пространства камеры предотвращает пересушивание проб (например, биологических образцов) вследствие испарения.

- Цифровая индикация текущей температуры в рабочей камере.
- Наличие дополнительной стеклянной двери позволяет визуально наблюдать процессы, происходящие внутри камеры, не нарушая её герметичности.
- Высокоэффективный охлаждающий модуль на основе элементов Пельтье.
- Вентилятор с низким уровнем шума позволяет равномерно перемешивать воздух внутри камеры для лучшего термостатирования на всех полках.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Касимовский приборный завод
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Отрасли</b>	Здравоохранение
<b>Дополнительный функционал</b>	есть система охлаждения
<b>Объём рабочей камеры, л</b>	80
<b>Размеры рабочей камеры, мм</b>	450×380×450
<b>Диапазон температур, °C</b>	Ткомн.-10...+70
<b>Отклонение температуры от заданной, ±°C</b>	1
<b>Время нагрева, мин, не более</b>	240
<b>Количество полок</b>	2
<b>Размер полки, мм</b>	440×356
<b>Максимальный шум, дБ</b>	60
<b>Габариты, мм</b>	665×700×795
<b>Вес, кг</b>	60
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	600
<b>Страна производства</b>	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.