

## Термостат СКТБ ТС-200 СПУ без охлаждения с корпусом из нержавеющей стали

Термостаты-инкубаторы    Арт. 1014



### Ваша цена

Розница  
**263 294 руб.**

Оптовая цена  
**258 716 руб.**



Под заказ

С учетом НДС 20 %

- Дополнительный функционал: есть естественная конвекция
- Объем рабочей камеры, л: 200
- Диапазон температур, °C: +25...+60

**Наличие регистрационного удостоверения**

## Описание

### Термостат СКТБ ТСО-200 СПУ без охлаждения

Термостат СКТБ ТСО-200 СПУ применяется для проведения бактериологических и серологических исследований. Выполнен в корпусе из нержавеющей стали, в остальном аналогичен модели [СКТБ ТСО-200&nbsp;СПУ \(арт.&nbsp;1004\)](#).

Оснащён интерфейсом RS232 для подключения к компьютеру и программным обеспечением, позволяющим осуществить вывод температуры в термостате и текущего времени на экран компьютера. Эта информация записывается в текстовый файл для дальнейшего документирования. Обеспечивает:

- равномерное распределение температуры в рабочей камере за счёт принудительной циркуляции воздуха;
- установку и регулирование температуры;
- автоматический контроль температуры в рабочей камере;
- цифровую индикацию текущей и установленной температуры;
- визуальный контроль процесса за счёт стеклянной двери;
- сохранение введённой информации при отключении электропитания.

## Преимущества

### Преимущества ТСО-200 СПУ

Термостат отличается:

- Малым энергопотреблением.
- Малым весом.
- Звуковой и визуальной сигнализацией превышения температуры.
- Простотой в эксплуатации.
- Высокой надёжностью в работе.

## Характеристики

Параметр:

## Показатель:

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Артикул                                 | 1014                        |
| Бренд                                   | Смоленское СКТБ СПУ         |
| Страна бренда                           | Россия                      |
| Дополнительный функционал               | есть естественная конвекция |
| Объём рабочей камеры, л                 | 200                         |
| Размеры рабочей камеры, мм              | 646×676×465                 |
| Диапазон температур, °С                 | +25...+60                   |
| Отклонение температуры от заданной, ±°С | 1,5                         |
| Время нагрева, мин, не более            | 120                         |
| Габариты, мм                            | 1235×880×755                |
| Вес, кг                                 | 105                         |
| Электропитание, В                       | 220                         |
| Потребляемая мощность, Вт               | 900                         |
| Страна производства                     | Россия                      |

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.