

Тест Hygiena Aquasnap Total (для АТФ-люминометров EnSURE Touch, EnSURE, SystemSURE Plus)

АТФ-люминометры

Ваша цена

Розница

29 952 руб.

Оптовая цена

29 440 руб.



Под заказ



С учетом НДС 22 %

Описание

АТФ-тест для жидкостей Hygiena Aquasnap Total

☒☒☒☒ AquaSnap Total измеряет как свободный АТФ в жидкостях, так и микробный АТФ. Индикаторный тест содержит детергент, который позволяет извлекать АТФ, образующий связь с веществами микробной или органической природы, а также внутриклеточный АТФ (внутри микробных клеток). ☒☒☒

☒☒☒☒ AquaSnap прост в использовании, отличается невысокой стоимостью и позволяет получить результаты в режиме реального времени. Имеет специальный ребристый наконечник, позволяющий получать пробы объемом ровно 100 мкл. Использование уникального жидкого стабильного реагента и простая конструкция тестов обеспечивают непревзойденную точность и воспроизводимость результатов измерений. ☒☒☒

☒☒☒☒ Тесты идеальны для мониторинга санитарной обработки систем очистки на месте (CIP), а также для промышленных систем очистки воды, например, градилен и закрытых систем. ☒☒☒

☒☒☒☒ Подходит для всех АТФ-люминометров Hygiena. Обычно используется в сочетании с тестом AquaSnap Free, который измеряет свободный АТФ, т.е. растворенный в жидкости (немикробиальный АТФ). Разница результатов данных тестов позволяет установить уровень бактериальной контаминации пробы.

☒☒☒☒ В упаковке 100 тестов. ☒☒☒

- Исключительная чувствительность: при использовании с люминометром [EnSURE](#) или [EnSURE Touch](#) тест определяет до 0,1 фмоль АТФ.
- Определение до 103 КОЕ.
- Простота использования.
- Результаты через 15 секунд.
- Запатентованная конструкция теста Snap-Valve позволяет получить точные результаты с минимальным отклонением.
- Уникальный жидкий стабильный реагент обеспечивает точность и воспроизводимость результатов.
- Реагент нечувствителен к колебаниям температуры и действию дезинфицирующих средств.
- Материал теста — 100% перерабатываемый пластик.
- Срок годности — 15 месяцев при низких температурах (2-8 °C) и 4 недели при комнатной температуре (21-25 °C).

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Hygiena

Страна бренда

США

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.