

Торговые весы Масса-К МК-15.2-ТН21

Платформенные весы



Ваша цена

Розница

14 400 руб.

Оптовая цена

11 794 руб.



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: платформенные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 15
- Дискретность, г: 2/5
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 40
- Калибровка: внешняя

Описание

Торговые весы Масса-К МК-15.2-ТН21

Настольные торговые весы со стойкой чаще всего используются для прилавочной торговли. Показания веса, цены и стоимости на двух индикаторах весов размещены так, чтобы продавец и покупатель хорошо их видели. Достаточно большая весовая платформа позволяет комфортно расположить товар на весах. Цену 16 самых популярных товаров можно запомнить на кнопках быстрого вызова. Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу весов до 50 часов.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): [№8470;55369-13](#). Срок свидетельства: до 03.07.2023.

Дополнительные возможности:

- расчёт суммарной стоимости товара и сдачи;
- расчёт стоимости штучного товара;
- память на 16 значений цены товара.

Установка массы тары:

- нажатием кнопки «Т».

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Масса-К

Страна бренда

Россия

Ссылка на документы

<https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010002168.pdf>,

<https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00010002168.pdf>

Тип весов	платформенные
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг	15
Дискретность, г	2/5
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	40
Калибровка	внешняя
Размер платформы, мм	336×240
Интерфейс	RS-232
Габариты, мм	345×350×500
Вес, кг	5
Вес в упаковке, кг	6.1
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.