

Трёхкомпонентный стерильный одноразовый шприц 2 мл с иглой 23G

Стерильные шприцы



Ваша цена

Розница

3 руб.

Оптовая цена

3 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 10 %

Товар участвует в акциях:

- Распродажа

Описание

Стерильный одноразовый шприц AUGURI 2 мл с иглой 23G, трёхкомпонентный

Шприцы продаются только упаковкой по 100 штук.

Предназначены для выполнения внутривенной, внутримышечной, внутрисуставной или подкожной инъекции.

Конструкция: трёхдетальная (трёхкомпонентная). Игла, надетая на шприц, имеет трёхгранную лазерную заточку острия. Канюля голубая. Тип наконечника: луер-слип. Тип иглы: 23G×1¼ (0,6×30 мм).

Объём шприца: 2 мл. Шкала туберкулиновая, с ценой деления 0,01 мл.

Шприц сделан из полипропилена, апирогенны и нетоксичны. Игла изготовлена из высококачественной медицинской нержавеющей стали и обработана силиконом. Все шприцы прошли газовую стерилизацию оксидом этилена и упакованы в индивидуальные блистеры.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	AUGURI
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010004300.pdf

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.