

## Трёхкомпонентный стерильный одноразовый шприц 5 мл с иглой 22G

Стерильные шприцы



### Ваша цена

Розница

**3 руб.**

~~4 руб.~~

Оптовая цена

**3 руб.**



В наличии

С учетом НДС 10 %

Товар участвует в акциях:

- Распродажа

### Области применения:

- Здравоохранение

## Описание

### Стерильный одноразовый шприц AUGURI 5 мл с иглой 22G, трёхкомпонентный

Шприцы продаются только упаковкой по 100 штук.

Предназначены для выполнения внутривенной, внутримышечной, внутрисуставной или подкожной инъекции.

Конструкция: трёхдетальная (трёхкомпонентная). Игла, надетая на шприц, имеет трёхгранную лазерную заточку острия. Канюля чёрная. Тип наконечника: луер-слип. Тип иглы: 22G×1¼ (0,7×40 мм).

Объём шприца: 5 мл. Шкала туберкулиновая, с ценой деления 0,2 мл.

Шприц сделан из полипропилена, апирогенны и нетоксичны. Игла изготовлена из высококачественной медицинской нержавеющей стали и обработана силиконом. Все шприцы прошли газовую стерилизацию оксидом этилена и упакованы в индивидуальные блистеры.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	AUGURI
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010004301.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010004301.pdf</a>

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описание в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.