

Трёхкомпонентный стерильный одноразовый шприц 5 мл с иглой 22G

Стерильные шприцы



Ваша цена

Розница

3 руб.

~~3 руб.~~

Оптовая цена

3 руб.



В наличии

С учетом НДС 10 %

Товар участвует в акциях:

- Распродажа
- Новинка

Области применения:

- Здравоохранение

Наличие регистрационного удостоверения

ФСЗ 2007/00511 от 25.10.2007

Описание

Стерильный одноразовый шприц AUGURI 5 мл с иглой 22G, трёхкомпонентный

Шприцы продаются только упаковкой по 100 штук.

Предназначены для выполнения внутривенной, внутримышечной, внутрисуставной или подкожной инъекции.

Конструкция: трёхдетальная (трёхкомпонентная). Игла, надетая на шприц, имеет трёхгранную лазерную заточку острия. Канюля чёрная. Тип наконечника: луер-слип. Тип иглы: 22G×1¼ (0,7×40 мм).

Объём шприца: 5 мл. Шкала туберкулиновая, с ценой деления 0,2 мл.

Шприц сделан из полипропилена, апиrogenны и нетоксичны. Игла изготовлена из высококачественной медицинской нержавеющей стали и обработана силиконом. Все шприцы прошли газовую стерилизацию оксидом этилена и упакованы в индивидуальные блистеры.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

AUGURI

Страна бренда

Россия

Отрасли

Здравоохранение

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.