

Центрифуга Экохим ПЭ-6910

Медицинские центрифуги

Арт. 1.75.45.2010



- Тип центрифуги: с естественным охлаждением
- Размер центрифуги: настольная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 4000
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 2325



Под заказ

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Центрифуга Экохим ПЭ-6910

Центрифуга лабораторная ПЭ-6910 предназначена для разделения неоднородных жидких систем на фракции различной плотности под действием центробежных сил.

Особенности ПЭ-6910

- Долговечный бесколлекторный двигатель, не требующий обслуживания.
- Корпус из высокопрочного пластика.
- Компактность, малый вес.
- Защита от дисбаланса ротора.
- Фиксатор крышки.
- Отключение при открытии крышки.
- Плавный набор скорости.
- Сохранение настроек скорости и времени при выключении питания.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	1.75.45.2010
Бренд	ЭКРОСХИМ
Страна бренда	Россия
Тип центрифуги	с естественным охлаждением
Размер центрифуги	настольная
Макс. скорость вращения, об/мин	4000
Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g	2325
Диапазон задания времени работы, мин	1...99
Максимальный шум, дБ	70

Габариты, мм	280×315×260
Вес, кг	8.5
Электропитание, В	1350
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.