

Центрифуга ручная Hettich HANDZENTRIFUGE без ротора

Медицинские центрифуги



Hettich

Под заказ

Описание

Ручная центрифуга Hettich HANDZENTRIFUGE

Hettich HANDZENTRIFUGE — универсальная ручная центрифуга, работающая без электропитания. Модель крепится к любой горизонтальной поверхности и предназначена для ручного разделения жидких образцов в условиях, где нет доступа к электричеству. Благодаря самосмазывающемуся передаточному механизму устройство не требует технического обслуживания и обеспечивает плавный ход при вращении.

Центрифуга оснащена приводным валом, кривошипно-шатунным механизмом и надёжным зажимом, что гарантирует стабильную работу при достижении скорости до 3 000 об/мин. Компактная конструкция позволяет легко переносить устройство, а удобное крепление обеспечивает устойчивость в процессе использования. Модель поставляется без ротора.

HANDZENTRIFUGE — практичное решение для лабораторий, клиник, полевых условий и ветеринарных центров, где требуется автономная работа оборудования без подключения к сети.

Особенности

- Работа без подключения к электросети.
- Самосмазывающийся редуктор, не требующий обслуживания.
- Плавный ход механизма при достижении скорости до 3 000 об/мин.
- Лёгкость и компактность, удобна для транспортировки.
- Простота эксплуатации, подходит для опытных пользователей и новичков.
- Минимальные требования к техническому обслуживанию.
- Надёжное крепление к рабочему столу или другой поверхности.
- Занимает минимум рабочего пространства.
- Поставляется без ротора.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Артикул	1011
Источник питания	Не требуется (ручной привод)
Скорость вращения	до 3 000 об/мин
Тип редуктора	Самосмазывающийся
Тип установки	Настольная, с фиксацией на поверхности
Комплектация	Без ротора

Преимущества

- Не требует электропитания — полностью механический привод, позволяющий использовать центрифугу в полевых условиях и при сбоях электросети.
- Самосмазывающийся редуктор обеспечивает плавный ход и долговечную работу без технического

обслуживания.

- Простая и надёжная конструкция из высококачественных материалов гарантирует стабильную работу и устойчивость прибора.
- Лёгкий запуск вращения и оптимальные механические пропорции позволяют быстро достичь скорости до 3 000 об/мин.
- Компактный размер и небольшой вес делают прибор удобным для транспортировки и использования в любых условиях.
- Может устанавливаться на любую горизонтальную поверхность с помощью прочного зажима.
- Не требует сложной настройки и специальной подготовки персонала для эксплуатации.
- Практически бесшумная работа благодаря точной механике и качественной сборке.
- Подходит для использования в медицинских, ветеринарных и клинико-диагностических лабораториях.
- Центрифуга поставляется без ротора, что позволяет выбрать оптимальный тип под конкретные задачи.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Hettich
Страна бренда	Германия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010014533.pdf
Габариты, мм	140 × 175 × 285
Вес, кг	0.9
Страна производства	Германия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.