

Цифровой термометр Little Doctor LD-302

Медицинские термометры



Ваша цена

Розница

251 руб.

Оптовая цена

249 руб.

Little Doctor

В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Цифровой термометр Little Doctor LD-302

Цифровой термометр Little Doctor LD-302 – электронный медицинский прибор для измерения температуры тела методом определения максимального значения. Модель предназначена для бытового применения и обеспечивает быстрое и точное измерение температуры у пациентов любого возраста.

Термометр оснащён гибким наконечником, который повышает комфорт использования и снижает риск травмирования во время процедуры измерения. Водозащищённый корпус допускает кратковременное погружение в воду продолжительностью не более 30 минут, что облегчает очистку и ежедневную эксплуатацию прибора.

Модель оборудована жидкокристаллическим экраном с хорошей читаемостью показаний, функцией звуковой индикации окончания измерения и памятью последнего результата. Термометр не содержит ртути и обеспечивает безопасное применение в домашних условиях.

Показания к применению

- Измерение температуры тела при подозрении на повышение или снижение температуры.
- Контроль температуры в период лечения и восстановления.
- Регулярный домашний мониторинг состояния пациента.
- Проведение температурного контроля у детей и взрослых.
- Использование для профилактического наблюдения за состоянием организма.

Способы измерения

- Оральное измерение температуры.
- Подмышечное измерение температуры.
- Ректальное измерение температуры.

Особенности

- Цифровой электронный принцип измерения температуры.
- Гибкий наконечник для более комфортного и травмобезопасного использования.
- Водозащищённый корпус.
- Допускается погружение в воду продолжительностью до 30 минут.
- Легкочитаемый жидкокристаллический экран.
- Безопасная конструкция без содержания ртути.
- Звуковой сигнал завершения измерения.
- Память на последнее измерение.
- Высокая точность измерения температуры.
- Компактные размеры и малый вес.

Комплект поставки

- Цифровой термометр с элементом питания.
- Пластиковый футляр.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип	Стандартный цифровой термометр
Метод измерения	Метод определения максимума
Диапазон измерения температуры	от 32,0 до 42,0 °C
Точность измерения	± 0,1 °C
Время измерения	3–4 мин
Чувствительный элемент	Терморезистор (термистор)
Память	На последнее измерение
Корпус	Водозащищённый
Гибкий корпус	Да
Звуковая индикация	Да
Срок службы элемента питания	около 100 ч
Возрастные ограничения	Применение без ограничения возраста пациента
Гарантия	2 года

Преимущества

- Гибкий наконечник обеспечивает более комфортное и травмобезопасное измерение температуры.
- Водозащищённый корпус допускает очистку и кратковременное погружение в воду.
- Электронный принцип измерения исключает использование ртути.
- Высокая точность измерения составляет ± 0,1 °C в рабочем диапазоне.
- Жидкокристаллический экран обеспечивает удобное считывание результата.
- Звуковая индикация сообщает о завершении измерения.
- Функция памяти позволяет сохранять последнее полученное значение температуры.
- Поддерживает несколько способов измерения: подмышечный, оральный и ректальный.
- Компактные размеры делают термометр удобным для ежедневного использования и хранения.
- Небольшая масса повышает удобство эксплуатации и переноски.
- Работа от стандартного элемента питания LR41 упрощает обслуживание прибора.
- Продолжительный ресурс элемента питания обеспечивает длительную автономную эксплуатацию.
- Подходит для применения без ограничения возраста пациента.
- Пластиковый футляр обеспечивает защиту термометра при хранении и транспортировке.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Little Doctor
Страна бренда	Сингапур
Отрасли	Для дома
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010005259.pdf
Габариты, мм	129×19×11
Вес, кг	0.011
Электропитание, В	1.5, (элемент питания LR41)
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара

без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.