

Ультразвуковая ванна Stegler 3DT

Ультразвуковые мойки



Ваша цена

Розница
19 850 руб.

Оптовая цена
19 600 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Объем рабочей камеры, л: 3
- Размеры рабочей камеры, мм: 240 × 140 × 100

Товар участвует в акциях:

- Эксклюзив

Описание

Ультразвуковая ванна Stegler 3DT

Ультразвуковая ванна Stegler 3DT – компактное устройство для глубокой очистки и обеззараживания инструментов, деталей и изделий различных типов. Она использует эффект кавитации для эффективного удаления загрязнений с поверхностей, находящихся в ванне с чистящей жидкостью.

Ванна изготовлена из нержавеющей стали, оснащена цифровым контроллером, таймером и управлением температурой, что обеспечивает точность и удобство при работе. Температурный диапазон установки – от окружающей среды до 80 °С, частота ультразвука – 40 кГц.

Устройство удобно в эксплуатации, не требует специальных условий для использования и подходит для применения в медицинских, лабораторных, ювелирных и производственных учреждениях, а также для частного использования.

Особенности

- Ванна выполнена из нержавеющей стали.
- Компактные размеры.
- Цифровой контроллер с таймером и регулировкой температуры.
- Температурный диапазон от окружающей среды до 80 °С.
- Высокая ультразвуковая частота 40 кГц.
- Удобная функция предустановки температуры и времени.
- В комплект входят ванна, прямоугольная корзина, сливной шланг и кабель питания.
- Таймер от 1 до 99 минут.

Преимущества

- Ванна изготовлена из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии.
- Компактные размеры позволяют легко размещать ванну в любом рабочем пространстве.
- Цифровой контроллер с таймером и регулировкой температуры обеспечивает точное управление процессом очистки.
- Температурный диапазон от окружающей среды до 80 °С позволяет работать с различными типами растворов и материалов.
- Высокая частота ультразвука 40 кГц обеспечивает эффективное удаление загрязнений с поверхности инструментов.
- Функция предустановки времени и температуры повышает удобство и скорость работы.
- Эргономичный дизайн облегчает загрузку и выгрузку инструментов.
- Низкий уровень шума при работе не мешает персоналу.
- Простое и надёжное управление, подходящее для медицинских и лабораторных условий, а также для применения в домашних условиях.

- Ванна подходит для очистки лабораторных инструментов, ювелирных изделий, печатных плат, протезов, деталей часов, инструментов для педикюра, монет и других мелких предметов.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Stegler
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000031386.pdf
Объём рабочей камеры, л	3
Размеры рабочей камеры, мм	240 × 140 × 100
Габариты, мм	265 × 170 × 260
Вес, кг	3.2
Вес в упаковке, кг	4
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	120
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описание в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.