

Ультразвуковая ванна Stegler 6DT

Ультразвуковые мойки

Ваша цена

Розница

31 300 руб.

Оптовая цена

30 900 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Объем рабочей камеры, л: 6
- Размеры рабочей камеры, мм: 300 × 150 × 150 (корзина 270 × 140 × 120)

Товар участвует в акциях:

- Эксклюзив

Описание

Ультразвуковая ванна Stegler 6DT

Stegler 6DT — ультразвуковая ванна для эффективной очистки инструментов и изделий различного назначения. Прибор использует принцип кавитации для удаления загрязнений с обрабатываемых предметов в чистящей жидкости.

Устройство оснащено цифровым контроллером с таймером, функцией управления температурой и предустановкой времени и температуры. Температурный диапазон работы — от окружающей среды до 80 °С. Ванна выполнена из нержавеющей стали, отличается компактностью и удобством эксплуатации.

В комплект входит ванна, прямоугольная корзина, сливной шланг и штуцер, кабель питания и руководство по эксплуатации.

Особенности

- Корпус из нержавеющей стали.
- Компактные размеры.
- Цифровой контроллер с таймером.
- Управление температурой и время воздействия с предустановкой.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Материал ванны	Нержавеющая сталь
Таймер, мин.	1-99
Температурный диапазон	от окружающей среды до 80 °С
Частота ультразвука	40 кГц
Управление	Цифровой контроллер, таймер, регулировка температуры
Комплектация	Ванна, прямоугольная корзина, сливной шланг и штуцер, кабель питания, руководство по эксплуатации

Преимущества

- Ванна изготовлена из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии.
- Компактные размеры позволяют размещение в лабораторных помещениях с ограниченным пространством.

- Цифровой контроллер с таймером и управлением температурой для точной настройки режима очистки.
- Температурный диапазон работы: от окружающей среды до 80 °С.
- Высокая ультразвуковая частота 40 кГц обеспечивает эффективное удаление загрязнений с инструментов и изделий.
- Функция предустановки времени и температуры упрощает эксплуатацию и повышает точность обработки.
- Прямоугольная корзина для удобного размещения инструментов внутри ванны.
- Сливной шланг и штуцер для лёгкой замены чистящей жидкости и обслуживания ванны.
- Кабель питания и руководство по эксплуатации включены в комплект поставки.
- Удобство использования позволяет применять ванну как в лабораторных, так и в технических или домашних условиях.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Stegler
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000075975.pdf
Объём рабочей камеры, л	6
Размеры рабочей камеры, мм	300 × 150 × 150 (корзина 270 × 140 × 120)
Диапазон температур, °С	до 80 °С
Габариты, мм	360 × 180 × 300
Вес, кг	4
Вес в упаковке, кг	5
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	180
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.