

Ультразвуковой ингалятор Little Doctor LD-152U

Ингаляционная терапия



Ваша цена

Розница

5 045 руб.

Оптовая цена

5 000 руб.

Little Doctor

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Ультразвуковой ингалятор Little Doctor LD-152U

Little Doctor LD-152U — ультразвуковой ингалятор, предназначенный для проведения ингаляционной терапии в домашних и клинических условиях. Устройство подходит для применения у взрослых и детей без возрастных ограничений и обеспечивает стабильное образование аэрозоля с мелкодисперсной фракцией для эффективной доставки лекарственного раствора в дыхательные пути.

Модель отличается высокой производительностью и длительным временем непрерывной работы не менее 4 часов. Ультразвуковая технология генерации аэрозоля с частотой 1,7 МГц обеспечивает средний размер частиц около 3 мкм, что способствует оптимальному осаждению препарата в нижних отделах дыхательной системы.

Конструкция прибора включает электронный датчик уровня воды для повышения безопасности эксплуатации, а также резервуар для ингаляционного раствора объемом 12 мл. Комплектация расширена для универсального использования и включает маски для взрослых и детей, мундштуки и соединительные элементы.

Особенности

- Ультразвуковой принцип генерации аэрозоля.
- Возможность применения у взрослых и детей без возрастных ограничений.
- Длительное время непрерывной работы не менее 4 часов.
- Высокая производительность аэрозоля не менее 2 мл/мин.
- Средний размер частиц (MMAD) около 3 мкм.
- Электронный датчик уровня воды для безопасной эксплуатации.
- Комплект с масками для взрослых и детей, мундштуками и соединительными трубками.
- Фиксированная конструкция ингаляционных трубок.
- Компактный и удобный для домашнего и клинического использования прибор.

Комплект поставки

- Основной блок ингалятора.
- Камера ингаляционная LD-N066.
- Маска ингаляционная LD-N040 (детская).
- Маска ингаляционная LD-N041 (взрослая).
- Мундштук ингаляционный LD-N023 – 2 шт.
- Муфта ингаляционная LD-N053.
- Трубка ингаляционная LD-N052.
- Резервуар для ингаляционного раствора LD-N050.
- Сумка для хранения и переноски.
- Руководство по эксплуатации.
- Гарантийный талон.
- Упаковка.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип	ультразвуковой

Производительность получения аэрозоля	не менее 2 мл/мин
Средний размер частиц (MMAD)	3 мкм
Объем резервуара для ингаляционного раствора	12 мл
Максимальное время непрерывной работы	не менее 4 ч
Остаточный объем ингаляционного раствора	1 мл
Уровень шума	55 дБ
Частота генератора	1,7 МГц
Условия эксплуатации (температура)	от +10 °С до +40 °С
Условия эксплуатации (влажность)	от 15% до 85% Rh
Возрастные ограничения	без ограничений
Гарантия	1 год

Преимущества

- Ультразвуковая технология образования аэрозоля обеспечивает стабильную и эффективную доставку лекарственного вещества в дыхательные пути.
- Возможность применения у взрослых и детей без возрастных ограничений делает прибор универсальным для всей семьи.
- Длительное непрерывное время работы не менее 4 часов подходит для проведения продолжительных ингаляционных процедур.
- Высокая производительность образования аэрозоля не менее 2 мл/мин обеспечивает сокращение времени процедуры.
- Мелкодисперсный аэрозоль со средним размером частиц около 3 мкм способствует эффективному проникновению в нижние отделы дыхательных путей.
- Электронный датчик уровня воды повышает безопасность эксплуатации и предотвращает работу прибора при недостаточном уровне жидкости.
- Резервуар для ингаляционного раствора объемом 12 мл обеспечивает удобство проведения процедур без частого долива.
- Расширенная комплектация включает маски для взрослых и детей, мундштуки и соединительные элементы для различных сценариев применения.
- Низкий уровень шума 55 дБ обеспечивает комфортное использование в домашних условиях и медицинских учреждениях.
- Фиксированная конструкция ингаляционных трубок повышает удобство эксплуатации и устойчивость соединений.
- Питание от стандартной сети ~230 В 50 Гц обеспечивает простую интеграцию в любых условиях эксплуатации.
- Компактные габариты 250 × 104 × 197 мм упрощают размещение и хранение устройства.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Little Doctor
Страна бренда	Сингапур
Отрасли	Реабилитация, Для дома, Для кабинета педиатра
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040535.pdf
Габариты, мм	250×104×197
Вес, кг	1.43
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	40
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.