

## Универсальная медицинская тележка ТМп-КРОНТ-1п

Тележки внутрикорпусные



Под заказ

**Области применения:**

- Здравоохранение

### Описание

#### Универсальная медицинская тележка ТМп-КРОНТ-1п

Универсальная медицинская тележка ТМп-КРОНТ-1п предназначена для компактного размещения медицинских изделий, инструментов и расходных материалов, а также для их удобного перемещения внутри отделений лечебно-профилактических учреждений и других медицинских организаций.

Каркас тележки изготовлен из металла с прочным порошковым покрытием, устойчивым к регулярной обработке дезинфицирующими средствами. Конструкция рассчитана на ежедневную интенсивную эксплуатацию и обеспечивает длительный срок службы в условиях медицинского учреждения.

Тележка оснащена тремя съёмными самофиксирующимися поддонами, из которых верхний изготовлен из ударопрочного пластика, а два нижних – из нержавеющей стали. Все поддоны легко снимаются, устойчивы к обработке любыми дезинфицирующими средствами и обеспечивают высокий уровень гигиены. Верхний поддон имеет бортики высотой 70 мм, два нижних – по 30 мм, что предотвращает случайное падение инструментов при транспортировке.

Модель дополнительно оборудована выдвижным ящиком из ударопрочного пластика с механизмом блокировки от выпадения при перемещении тележки. Высота стенок ящика составляет 100 мм, а его конструкция обеспечивает удобное хранение медицинских принадлежностей и аксессуаров.

Передвижение осуществляется с помощью четырёх независимых колёс с резиновым ободом, два из которых оснащены тормозами с жёсткой фиксацией. Эргономичная ручка облегчает управление тележкой, грузоподъёмность составляет 40 кг, допустимая нагрузка на выдвижной ящик – 3 кг, собственная масса конструкции – 15 кг.

#### Особенности

- Металлический каркас с порошковым покрытием.
- Покрытие устойчиво к регулярной обработке дезинфицирующими средствами.
- Три съёмных самофиксирующихся поддона.
- Верхний поддон изготовлен из ударопрочного пластика.
- Два нижних поддона изготовлены из нержавеющей стали.
- Все поддоны допускают обработку любыми дезинфицирующими средствами.
- Выдвижной ящик из ударопрочного пластика.
- Механизм блокировки предотвращает выпадение ящика во время перемещения.
- Высота бортиков верхнего поддона – 70 мм.
- Высота бортиков нижних поддонов – 30 мм.
- Высота стенок выдвижного ящика – 100 мм.
- Четыре независимых колеса диаметром 75 мм с резиновым ободом.
- Два колеса оснащены тормозами с жёсткой фиксацией.
- Эргономичная ручка для удобного перемещения.
- Грузоподъёмность тележки до 40 кг.
- Допустимая нагрузка на выдвижной ящик – 3 кг.

#### Комплект поставки

- Каркас тележки ТМп-КРОНТ-1п.
- Полка-поддон – 3 шт.
- Выдвижной ящик – 1 шт.
- Колёса – 4 шт.
- Паспорт изделия.

## Технические характеристики

Характеристика	Значение
Количество колёс	4 шт.
Диаметр колёс	75 мм
Отражатели	4 шт., пластиковые
Количество полок-поддонов	3 шт.
Материал верхнего поддона	Ударопрочный пластик
Материал нижних поддонов	Нержавеющая сталь
Внутренние размеры верхнего поддона (Д × Ш × Г)	385 × 330 × 70 мм
Внутренние размеры нижних поддонов (Д × Ш × Г)	430 × 350 × 30 мм
Внутренние размеры выдвижного ящика (Д × Ш × Г)	375 × 270 × 100 мм
Объём выдвижного ящика	10 л
Грузоподъёмность тележки	40 кг
Допустимая нагрузка на ящик	3 кг
Обработка дезинфицирующими средствами	Да
Гарантия	2 года
Срок службы	5 лет

## Преимущества

- Компактное размещение медицинских изделий, инструментов и расходных материалов.
- Металлический каркас с прочным порошковым покрытием, устойчивым к частой дезинфекции.
- Три съёмных самофиксирующихся поддона для удобной организации рабочего пространства.
- Верхний поддон изготовлен из ударопрочного пластика.
- Два нижних поддона выполнены из нержавеющей стали.
- Все поддоны и выдвижной ящик допускают обработку любыми дезинфицирующими средствами.
- Выдвижной ящик из ударопрочного пластика обеспечивает удобное хранение медицинских принадлежностей.
- Механизм блокировки предотвращает выпадение ящика во время перемещения тележки.
- Высокие бортики верхнего поддона предотвращают падение инструментов при транспортировке.
- Бортики нижних поддонов обеспечивают безопасное размещение медицинских изделий.
- Четыре независимых колеса диаметром 75 мм обеспечивают плавное и манёвренное перемещение.
- Два колеса оснащены тормозами с жёсткой фиксацией для безопасной стоянки тележки.
- Эргономичная ручка облегчает перемещение даже при полной загрузке.
- Грузоподъёмность до 40 кг при собственной массе всего 15 кг.
- Выдвижной ящик выдерживает нагрузку до 3 кг.
- Надёжная конструкция рассчитана на ежедневную эксплуатацию в медицинских учреждениях.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КРОНТ
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040374.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040374.pdf</a>
Габариты, мм	640×470×970
Вес, кг	15
Страна производства	Россия

### **Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.