

## Универсальная медицинская тележка ТМп-КРОНТ-5н

Тележки внутрикорпусные



Под заказ

**Области применения:**

- Здравоохранение

### Описание

#### Универсальная медицинская тележка ТМп-КРОНТ-5н

Универсальная медицинская тележка ТМп-КРОНТ-5н предназначена для компактного размещения медицинских изделий, инструментов и расходных материалов, а также для их удобного перемещения внутри отделений лечебно-профилактических учреждений и других медицинских организаций.

Каркас тележки изготовлен из металла с прочным порошковым покрытием, устойчивым к регулярной обработке дезинфицирующими средствами. Конструкция рассчитана на ежедневную интенсивную эксплуатацию и сохраняет эксплуатационные характеристики даже при частой санитарной обработке.

Тележка оснащена тремя съёмными самофиксирующимися поддонами из нержавеющей стали. Материал поддонов обеспечивает высокий уровень гигиены и позволяет сохранять стерильность перевозимых медицинских изделий. Верхний поддон имеет бортики высотой 70 мм, два нижних – по 30 мм, что снижает риск падения инструментов во время транспортировки и проведения медицинских манипуляций.

Передвижение осуществляется с помощью четырёх независимых колёс с резиновым ободом, два из которых оснащены тормозами с жёсткой фиксацией. Эргономичная ручка обеспечивает удобное управление тележкой, а грузоподъёмность до 40 кг позволяет перевозить большое количество медицинских изделий при собственной массе конструкции всего 12 кг.

#### Особенности

- Металлический каркас с порошковым покрытием.
- Покрытие устойчиво к регулярной обработке дезинфицирующими средствами.
- Три легкосъёмных самофиксирующихся поддона из нержавеющей стали.
- Поддоны допускают обработку любыми дезинфицирующими средствами.
- Материал поддонов способствует поддержанию высокого уровня гигиены.
- Высота бортиков верхнего поддона – 70 мм.
- Высота бортиков двух нижних поддонов – 30 мм.
- Бортики предотвращают падение инструментов во время транспортировки.
- Четыре независимых колеса диаметром 75 мм с резиновым ободом.
- Два колеса оснащены тормозами с жёсткой фиксацией.
- Эргономичная ручка для удобного перемещения.
- Расстояние между поддонами составляет 300 мм.
- Грузоподъёмность до 40 кг при собственной массе 12 кг.
- Манёвренная конструкция для ежедневной эксплуатации в медицинских учреждениях.

#### Комплект поставки

- Каркас тележки ТМп-КРОНТ-5н.
- Полка-поддон – 3 шт.
- Колёса – 4 шт.
- Паспорт изделия.

#### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Количество колёс	4 шт.

Диаметр колёс	75 мм	
Отражатели	4 шт., пластиковые	
Количество полок-поддонов	3 шт.	
Материал поддонов	Нержавеющая сталь	
Внутренние размеры верхнего поддона (Д × Ш × Г)	430 × 350 × 70 мм	
Внутренние размеры нижних поддонов (Д × Ш × Г)	430 × 350 × 30 мм	
Высота бортика верхнего поддона	70 мм	
Высота бортиков нижних поддонов	30 мм	
Расстояние между поддонами	300 мм	
Грузоподъёмность	40 кг	
Обработка дезинфицирующими средствами	Да	
Гарантия	2 года	
Срок службы	5 лет	

## Преимущества

- Компактное размещение медицинских изделий, инструментов и расходных материалов.
- Металлический каркас с прочным порошковым покрытием, устойчивым к частой дезинфекции.
- Три съёмных самофиксирующихся поддона из нержавеющей стали.
- Поддоны устойчивы к обработке любыми дезинфицирующими средствами.
- Материал поддонов способствует поддержанию высокого уровня гигиены при эксплуатации.
- Высокие бортики верхнего поддона предотвращают падение инструментов и медицинских изделий во время транспортировки.
- Два нижних поддона с бортиками обеспечивают безопасное размещение инструментов и расходных материалов.
- Четыре независимых колеса диаметром 75 мм обеспечивают плавное и манёвренное перемещение.
- Два колеса оснащены тормозами с жёсткой фиксацией для безопасной стоянки тележки.
- Эргономичная ручка облегчает перемещение даже при полной загрузке.
- Три уровня размещения позволяют рационально организовать рабочее пространство.
- Расстояние между поддонами 300 мм удобно для размещения медицинских изделий различной высоты.
- Грузоподъёмность до 40 кг при собственной массе всего 12 кг.
- Надёжная конструкция рассчитана на ежедневную эксплуатацию в медицинских учреждениях.
- Подходит для транспортировки различных видов медицинских изделий внутри отделений и клиник.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КРОНТ
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010038835.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010038835.pdf</a>
Габариты, мм	640×470×970
Вес, кг	12
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.