

USB-логгер данных температуры Testo 184 T3

USB-логгеры Арт. 0572 1843



- Измеряет: температуру
- Диапазон измерения, °C: -35...+70



Под заказ

Описание

Логгер данных температуры Testo 184 T3

С помощью логгера данных температуры Testo 184 T3 вы можете осуществлять мониторинг условий транспортировки продуктов, чувствительных к изменениям условий среды, как, например, фармацевтические препараты, продукты питания или электроника. На большом дисплее отображаются текущие показания температуры.

Внесён в Государственный реестр средств изменений.

Работает от литиевой батареи (CR2450, 3 В), батарейка входит в комплект. Одного комплекта батареек (1 шт.) хватает примерно на 500 дней работы. Батарейку легко можно заменить самостоятельно.

Объём памяти Testo 184 T3 составляет 40 000 значений. Частота измерений от 1 минуты до 24 часов задаётся пользователем заранее.

Некоторые виды продукции, например, продукты питания и медикаменты, требуют определённых температурных условий при перевозке. Холодовая цепь должна поддерживаться при любых обстоятельствах на всех этапах следования продукта от производителя до конечного потребителя. Нарушения ведут к снижению качества продукта, финансовым потерям, или даже могут причинить вред здоровью потребителя или пациента.

С логгером Testo 184 вы можете контролировать каждый участок холодовой цепи: приборы позволяют проводить мониторинг микроклимата на загрузочных площадках и кросс-доках, а также при перевозке чувствительной продукции авто, авиа или железнодорожным транспортом.

В пункте назначения вы сразу же сможете увидеть, были ли превышены установленные граничные значения. Для получения детальной информации достаточно просто подключить логгер к компьютеру через USB-разъём, и PDF-отчёт будет сгенерирован автоматически.

Все необходимые файлы хранятся непосредственно в приборе: форма для конфигурации, калибровочный сертификат, инструкция по эксплуатации и PDF-отчёт с измеренными и зарегистрированными значениями.

Интуитивное управление и простая система распознавания сигналов оповещений снижает время обучения персонала.

Преимущества

Преимущества Testo 184 T3

- Чёткая индикация аварийного сигнала. Для того чтобы понять, соблюдался ли требуемый температурный диапазон на протяжении всего маршрута транспортировки, достаточно взглянуть на дисплей или LED-индикатор.
- Простое управление. Логгер отличается интуитивным управлением, использование прибора не требует специальной подготовки или обучения. Нажатие кнопки Start запускает режим

регистрации данных, нажатие кнопки Stop останавливает его.

- Простое конфигурирование. В каждом логгере хранится программа для конфигурирования, что позволяет максимально упростить процесс конфигурирования — не требуется загрузка и установка программного обеспечения или интерфейс пользователя.
- Удобство считывания данных. PDF-отчёт с данными по транспортировке создаётся автоматически, сразу после подключения логгера к компьютеру или ноутбуку через USB-порт.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	0572 1843
Бренд	Testo
Страна бренда	Германия
Измеряет	температуру
Диапазон измерения, °C	-35...+70
Погрешность, °C	0,5
Разрешение, °C	0,1
Габариты, мм	44×12×97
Вес, кг	0.044

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.