

Установка получения воды аналитического качества Ливам УПВА-5-1

Системы очистки воды Арт. УПВА-5-1



Ваша цена

Розница
358 800 руб.

Оптовая цена
348 036 руб.



Под заказ

С учетом НДС 20 %

- Производительность, л/ч: 5

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Установка получения воды аналитического качества УПВА-5-1

Установка предназначена для производства в лабораторных условиях сверх чистой (деионизированной) воды аналитического качества. Качество производимой воды соответствует требованиям ГОСТ Р 52501-2005 «Вода для лабораторного анализа» и статьи ФС.2.2.0019.18 «Вода для инъекций»..

Установка представляет собой настольный моноблок с корпусом из высоколегированной зеркальной нержавеющей стали 12Х18Н10Т (АISI 321). Из данного материала изготовлены и основные детали. Работает непосредственно от водопроводной воды.

Система безопасности включает в себя датчики и систему сигнализации контроля качества получаемой воды. Датчик контроля уровня воды в камере испарения отключает ТЭНы при понижении воды ниже допустимого. Поддержание количества воды, идущей на испарение – автоматическое.

Установка обеспечивает непрерывную деминерализацию воды на основе ионообменных смол без использования химических реагентов, в связи с чем не требуется химически стойкое оборудование для системы регенерации смол и избыточное резервное оборудование на период регенерации).

Срок эксплуатации не менее 8 лет.

С 1 по 4 апреля 2014 года Производственная фирма «Ливам» принимала участие в XVII Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2014», в ходе которого установка получения сверхчистой воды УПВА-5-1 была отмечена золотой медалью.

Преимущества

Преимущества установки получения воды аналитического качества УПВА-5-1

- Электропроводность очищенной воды согласно ГОСТ Р 52501-2005 «Вода для лабораторного анализа», ФС.2.2.0019.18 «Вода для инъекций»
- Многоступенчатая система очистки.
- Контроль качества воды в режиме реального времени.
- Рециркуляция получаемой воды.
- Возможность получения воды II типа.
- Электродеионизация.
- Гарантийный срок 14 месяцев.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	УПВА-5-1
Бренд	Ливам
Страна бренда	Россия
Производительность, л/ч	5
Расход воды, л/ч	40
Удельная проводимость получаемой воды, не более, мкСм/см	0.5
Габариты, мм	670×470×490
Вес, кг	35
Вес в упаковке, кг	56
Габариты в упаковке, см	830×580×660
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	3600
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.