

## Узкий шкаф для газового баллона НВ-400 ШБ

Мебель для хранения



**Ваша цена**

Розница

**3 100 руб.**

Оптовая цена

**2 604 руб.**



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Серия: НВ
- Тип: шкаф для газовых баллонов
- Ширина столешницы, мм: 400
- Материал столешницы: ламинат

## Описание

### Узкий шкаф для газового баллона НВ-400 ШБ

НВ-400 ШБ — это небольшой односекционный шкаф для одного газового баллона. Его ширина 400 мм.

Шкаф изготовлен из ламинированных панели (ЛДСП толщиной 16 мм), которые окантованы прочной ПВХ-кромкой толщиной 2 мм, увеличивающей ударостойкость и механическую прочность.

Шкаф оборудован одной полкой и специальным цепным креплением для баллона.

Габариты шкафа в собранном виде: 400×460×1820 мм. Высота металлических ножек: 100 мм.

По предварительному заказу в шкаф можно встроить замок или оборудовать его выдвижными ящиками.

В стандартном исполнении мы предлагаем шкафы серого цвета, но по согласованию с заказчиком возможно изменение цвета на белый без увеличения стоимости. Кроме того, «КОРСА» может изготовить лабораторную мебель по вашим размерам и из материалов, отвечающим вашим задачам.

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

**Бренд**

КОРСА

**Страна бренда**

Россия

**Серия**

НВ

**Тип**

шкаф для газовых баллонов

**Ширина столешницы, мм**

400

**Материал столешницы**

ламинат

**Габариты, мм**

400×460×1820

Страна производства

Россия

### **Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.