

Узкий шкаф для лабораторной посуды НВ-400 ШП

Мебель для хранения



Ваша цена

Розница

15 896 руб.

Оптовая цена

15 259 руб.



В наличии

С учетом НДС 22 %

- Серия: НВ
- Тип: шкаф для лабораторной посуды
- Ширина столешницы, мм: 400

Описание

Узкий шкаф для лабораторной посуды НВ-400 ШП

НВ-400 ШП — это небольшой шкаф с двумя дверцами для размещения лабораторной посуды. Его ширина 400 мм.

Шкаф изготовлен из ламинированных панели (ЛДСП толщиной 16 мм), которые окантованы прочной ПВХ-кромкой толщиной 2 мм, увеличивающей ударостойкость и механическую прочность.

Верхняя дверца шкафа стеклянная. Внутри верхней секции две стеклянные полки. В нижней части шкафа дверца и 2 полки-вкладыша из ЛДСП.

Габариты шкафа в собранном виде: 400×460×1820 мм. Высота металлических ножек: 100 мм.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	KORCA
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010001307.pdf
Серия	НВ
Тип	шкаф для лабораторной посуды
Ширина столешницы, мм	400

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описание в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.