

Вакуум-аспирационный гинекологический отсасыватель Аксион ОГ-10/90-01

Аспираторы (отсасыватели)

Ваша цена

Розница

152 866 руб.

Оптовая цена

146 601 руб.

AXION
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
с 1970 года

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается



Описание

Вакуум-аспирационный гинекологический отсасыватель Аксион ОГ-10/90-01

Аппарат Аксион ОГ-10/90-01 предназначен для проведения гинекологических манипуляций, включая вакуумную аспирацию и эвакуацию содержимого полости матки. Устройство формирует стабильное регулируемое разрежение и обеспечивает быстрое достижение необходимого уровня вакуума, что критически важно для качественного и безопасного проведения процедур.

Отсасыватель отличается компактными размерами, простотой эксплуатации и высокой надёжностью. Оснащён многоразовыми гинекологическими наконечниками различных диаметров, что позволяет подобрать оптимальный инструмент под индивидуальные особенности пациентки. Быстрая готовность к работе (не более 1 минуты), высокая производительность по воздуху и наличие индикатора уровня вакуума делают устройство удобным для использования в клиниках, амбулаториях и гинекологических кабинетах.

Благодаря высокой эффективности и эргономичности, аппарат Аксион ОГ-10/90-01 широко применяется в акушерско-гинекологической практике, включая проведение малых хирургических вмешательств и диагностических процедур.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Производительность по воздуху, л/мин, не менее	25
Устанавливаемое разрежение, кПа / атм	от -10 до -90 / от -0,1 до -0,9
Время достижения максимального разрежения, с, не более	15
Регулировка уровня вакуума, Па	от -10 до -90 с индикацией уровня разрежения
Время установления рабочего режима, мин, не более	1
Продолжительность непрерывной работы, мин	не более 5 с перерывом не менее 15
Ёмкость банки-сборника, л	1
Длина трубки для связи с пациентом, м, не менее	1,5
Многоразовые гинекологические наконечники диаметром, мм	четырёх типоразмеров – Ø6, Ø8, Ø10, Ø12

Преимущества

- Возможность значительно снизить риск кровопотери благодаря высокой производительности (до 25 л/мин) и скорости достижения вакуума.
- Автоматическое поддержание заданного уровня разрежения для стабильного и контролируемого вмешательства.
- Управление с помощью кнопок на панели и дистанционной ножной педали — удобно для гинекологических манипуляций без отрыва от процедуры.
- Система защиты от переполнения: автоматический контроль заполнения банки-сборника предотвращает попадание жидкости в насос.

- Сменные бактериальные фильтры — очищают выбрасываемый воздух, повышая санитарно-гигиеническую безопасность.
- Встроенная банка-ловушка препятствует попаданию жидкости в вакуумную систему — продлевает срок службы аппарата.
- Комплект многоразовых наконечников (Ø6, Ø8, Ø10, Ø12 мм) — индивидуальный подход к каждой пациентке.
- Компактная конструкция с удобной ручкой для переноски — подходит для использования в амбулаторных условиях.
- Опциональная рабочая тележка — мобильность и эргономика в операционной или процедурном кабинете.
- Дополнительные расходные материалы по запросу: до 4 банок-сборников, 4 банок-ловушек и 16 стаканов — экономия и гибкость при эксплуатации.
- Соответствие требованиям Минздрава РФ — регистрация в реестре медицинской техники.
- Российское производство — доступность обслуживания и поставок, выгодная цена без переплат за импорт.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Аксион
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для кабинета гинеколога
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010031218.pdf
Габариты, мм	400 × 230 × 280
Вес, кг	15
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	280
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.