

Видеоэндоскопическая система Aohua AQ-110

Видеоэндоскопические системы



Ваша цена

Розница
1 315 866 руб.

Оптовая цена
1 279 315 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Видеоэндоскопическая система Aohua AQ-110

Универсальная видеоэндоскопическая система Aohua AQ-110 формата высокого разрешения Full HD, доступная в разнообразных конфигурациях, подходит для нужд гастроэнтерологических, бронхоскопических и ларингологических отделений. Обеспечивает высокое качество визуализации, точность диагностики и поддержку терапевтических процедур.

AQ-110 предлагает широкий выбор эндоскопов и функций, улучшенное разрешение камеры и совместимость с диагностическими и терапевтическими эндоскопами для ЖКТ (желудочно-кишечный тракт), видеобронхоскопами и видеоларингоскопами. Система подходит для оснащения медицинских кабинетов, эндоскопических отделений и операционных, повышая эффективность работы персонала.

- Разрешение изображения формата Full HD – в AQ-110 используется полупроводниковая матрица для получения чёткого и резкого контраста между различными тканями, обеспечивая превосходную детализацию и точность визуализации.
- Несколько вариантов источника света – доступны светодиодный и ксеноновый источники света, обеспечивающие необходимую яркость и точную цветопередачу для эндохирургических и диагностических процедур без снижения качества изображения.
- Оптическая хромоэндоскопия – режим CBI (Compound Band Imaging, составное узкоспектральное изображение) позволяет повысить контраст между слизистой оболочкой и кровеносными сосудами и дифференцировать поражения слизистой и визуализировать распределение подслизистых сосудов.
- Использование для терапевтических процедур – большой рабочий канал 3,7 мм и отдельный канал для промывки позволяют выполнять сложные терапевтические вмешательства с использованием разнообразных эндоскопических инструментов.
- Широкий диапазон совместимости – помимо эндоскопов ЖКТ (желудочно-кишечный тракт), система совместима с видеобронхоскопами и видеоларингоскопами, обеспечивая универсальность применения в разных отделениях клиник.

Эндоскопы серии VGT/VCC/VBC/VRL

Эндоскопы серии VGT-R/VCC-R

Параметр	Значение
Формат разрешения	Full HD 1920 × 1080 пикс
Источник света	светодиод либо ксеноновая лампа
Хромоэндоскопия	Оптический режим CBI (Compound Band Imaging, составное узкоспектральное изображение) + цифровой режим HbE (Hemoglobin Enhancement, усиление изображения гемоглобина)
Усиление изображения	Структура / Край / Цвет

Цифровое увеличение	1 / 1.2 / 1.5 / 2 ×
IRIS (регулируемая диафрагма)	Пик / Среднее
Хранилище данных	USB

Видеоэндоскопическая система Aohua AQ-110 обеспечивает высокоточную визуализацию, совместимость с широким спектром эндоскопов, удобство эксплуатации и надежные источники света, что делает её эффективным инструментом для диагностики, терапии и обучения медицинского персонала в клиниках и эндоскопических отделениях.

Преимущества

Видеоэндоскопическая система Aohua AQ-110 предлагает множество преимуществ, которые делают её надёжным и удобным решением для визуализации и диагностики в медицине:

- Высокое качество изображения – обеспечивает чёткую и детализированную визуализацию для точной диагностики.
- Компактный и эргономичный дизайн – удобна в работе и транспортировке, экономит пространство в клинике.
- Интуитивно понятное управление – облегчает работу специалистов с минимальным обучением.
- Совместимость с широким спектром эндоскопов – универсальное применение в разных областях медицины.
- Встроенная система обработки видео – улучшает визуализацию и повышает информативность обследования.
- Надёжность и долговечность – обеспечивает стабильную работу при интенсивной эксплуатации.
- Поддержка цифровых интерфейсов – облегчает интеграцию с медицинским оборудованием и информационными системами.
- Высокая мобильность – возможность использования в различных отделениях и условиях.
- Энергосбережение – снижает эксплуатационные расходы и способствует экологической безопасности.
- Соответствие международным стандартам качества и безопасности – гарантирует надёжность и безопасность для пациента и оператора.

Видеоэндоскопическая система Aohua AQ-110 является эффективным инструментом для повышения точности диагностики и качества медицинских процедур.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Aohua Endoscopy
Страна бренда	Китай
Отрасли	Для эндоскопического отделения
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010033147.pdf
Габариты, мм	650×750×1500
Вес, кг	90
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	не более 500
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики

и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.