

Видеогастроскоп Aohua FHD-GT200J

Видеоэндоскопы



Ваша цена

Розница
1 134 210 руб.

Оптовая цена
1 102 704 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Видеогастроскоп Aohua FHD-GT200J

Высококачественное и высокотехнологичное передовое медицинское оборудование, предназначенное для проведения эндоскопических исследований верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для диагностики и лечения заболеваний пищеварительного тракта. Модель оснащена видеокамерой с разрешением Full HD, что обеспечивает максимально точное, чёткое и детализированное изображение. Гибкая и тонкая вставка позволяет проводить процедуры с минимальным дискомфортом для пациента. Поддерживает расширенные функции записи и передачи данных, делая его незаменимым инструментом для современных эндоскопических кабинетов.

Дистальный конец видеогастроскопа имеет диаметр 10,5 мм и изгибается в 4 стороны.

- Разрешение Full HD, что гарантирует точную визуализацию исследуемых областей.
- Эргономичный дизайн для удобства врача во время проведения процедур.
- Гибкость и прочность трубки, которая позволяет проводить манипуляции даже в труднодоступных местах.
- Совместимость с различными типами эндоскопических систем и мониторов, а также с различными аксессуарами и инструментами.
- Множество вспомогательных функций для диагностических и терапевтических процедур.
- Высокая надёжность и долговечность оборудования.
- Отличается простотой использования.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Способ введения	через рот (перорально)
Совместимость с видеопроцессорами	AQ-200
Источник света	светодиодный (LED)

Длина, мм:

- рабочей (вводимой) части;
- общая

1 050;
 1 350

Изгиб дистального конца, градусы:

- вверх;
- вниз;
- вправо;
- влево

210;
90;
100;
100

Диаметр, мм:

- рабочего (инструментального, биопсийного) канала;
- вводимой трубки (дистального конца)

Ø2,8;
Ø10,5

Угол поля обзора, градусы	145
Глубина резкости, мм	от 3 до 100
Дополнительный канал для промывки (forwardwater-jet)	наличие

Преимущества

Aohua FHD-GT200J предлагает множество преимуществ, которые делают его незаменимым инструментом для гастроэнтерологических исследований:

- Высокая точность диагностики – благодаря Full HD видеокамере, медицинские специалисты могут получить детализированное изображение слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, что существенно улучшает качество диагностики и лечения.
- Удобство в эксплуатации – интуитивно понятные элементы управления и эргономичная конструкция делают прибор удобным для ежедневного использования, сокращая время на подготовку и проведение процедур.
- Безопасность и надежность – высокие стандарты качества, соблюдаемые при производстве данного гастроскопа, обеспечивают его долгосрочную эксплуатацию и надёжность в любых клинических условиях.

Является эффективным решением для проведения гастроэнтерологических исследований, объединяющим передовые технологии и отличные эксплуатационные характеристики.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Aohua Endoscopy
Страна бренда	Китай
Отрасли	Для эндоскопического отделения
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010033149.pdf
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.