

Видеоколоноскоп Aohua FHD-CL200JL

Эндоскопическое оборудование



Ваша цена

Розница
2 128 000 руб.

Оптовая цена
1 915 200 руб.

AOHUA

В наличии

Области применения:

- Здоровоохранение

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2024/22381 от 03.04.2024

Описание

Видеоколоноскоп Aohua FHD-CL200JL

Высококачественное и высокотехнологичное передовое медицинское оборудование, предназначенное для проведения эндоскопических исследований толстого кишечника, для диагностики и лечения заболеваний пищеварительного тракта. Модель оснащена видеокамерой с разрешением Full HD, что обеспечивает максимально точное, чёткое и детализированное изображение. Гибкая и тонкая вставка позволяет проводить процедуры с минимальным дискомфортом для пациента. Поддерживает расширенные функции записи и передачи данных, делая его незаменимым инструментом для современных эндоскопических кабинетов.

Дистальный конец видеогастроскопа имеет диаметр 12,8 мм и изгибается в 4 стороны.

- Разрешение Full HD, что гарантирует точную визуализацию исследуемых областей.
- Эргономичный дизайн для удобства врача во время проведения процедур.
- Гибкость и прочность трубки, которая позволяет проводить манипуляции даже в труднодоступных местах.
- Совместимость с различными типами эндоскопических систем и мониторов, а также с различными аксессуарами и инструментами.
- Множество вспомогательных функций для диагностических и терапевтических процедур.
- Высокая надёжность и долговечность оборудования.
- Отличается простотой использования.

Параметр	Значение
Способ введения	ректальное введение (перанально)
Совместимость с видеопроцессорами	AQ-200
Источник света	светодиодный (LED)

Длина, мм:

- рабочей (вводимой) части;
- общая

1650;
2000

Изгиб дистального конца, градусы:

- вверх;
- вниз;

- вправо;
- влево

180;
180;
160;
160

Диаметр, мм:

- рабочего (инструментального, биопсийного) канала;
- вводимой трубки (дистального конца)

Ø3,7;
Ø12,8

Угол поля обзора, градусы	145
Глубина резкости, мм	от 3 до 100
Дополнительный канал для промывки (forwardwater-jet)	наличие

Преимущества

Преимущества Aohua FHD-CL200JL

FHD-CL200JL предлагает множество преимуществ, которые делают его незаменимым инструментом для гастроэнтерологических, проктологических и колопроктологических исследований:

- Высокая точность диагностики – благодаря Full HD видеокамере, медицинские специалисты могут получить детализированное изображение толстого кишечника, что существенно улучшает качество диагностики и лечения.
- Удобство в эксплуатации – интуитивно понятные элементы управления и эргономичная конструкция делают прибор удобным для ежедневного использования, сокращая время на подготовку и проведение процедур.
- Безопасность и надежность – высокие стандарты качества, соблюдаемые при производстве данного гастроскопа, обеспечивают его долгосрочную эксплуатацию и надёжность в любых клинических условиях.

Является эффективным решением для проведения гастроэнтерологических, проктологических и колопроктологических исследований, объединяющим передовые технологии и отличные эксплуатационные характеристики.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Aohua Endoscopy
Страна бренда	Китай
Отрасли	Здравоохранение

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.