

## Внутрибольничная 2-х ярусная тележка ТБ-01-КРОНТ-1

Тележки внутрикорпусные



### Ваша цена

Розница  
**10 443 руб.**

Оптовая цена  
**10 056 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

## Описание

### Внутрибольничная 2-х ярусная тележка ТБ-01-КРОНТ-1

Тележка ТБ-01-КРОНТ-1 предназначена для перевозки медикаментов, перевязочных материалов и других медицинских изделий внутри лечебных учреждений. Обеспечивает компактное размещение материалов, может использоваться для установки контейнеров для дезинфекции и стерилизации КДС-«КРОНТ», а также для раздачи пищи в стационаре.

Конструкция выполнена из металлических труб круглого сечения с химически стойким порошковым покрытием, устойчива к воздействию дезинфицирующих средств. Тележка оборудована двумя ярусами съёмных полимерных поддонов белого цвета, которые легко обрабатываются и удобны в эксплуатации. Для безопасного перемещения установлены поворотные колёсные опоры диаметром 100 мм, два из которых оснащены тормозами, и пластиковые амортизирующие отражатели.

### Особенности

- Рамная конструкция из металлических труб с порошковым покрытием.
- Два цельнолитых поддона из ударопрочного полимерного материала.
- Лёгкосъёмные и самофиксирующиеся поддоны для удобства санитарной обработки.
- Совместимость с контейнерами КДС-«КРОНТ».
- Поворотные колёсные опоры Ø100 мм, два с тормозами.
- Пластиковые амортизирующие отражатели.
- Возможность обработки всеми разрешёнными в РФ дезинфицирующими средствами.

### Технические характеристики

| Характеристика               | Значение                                      |
|------------------------------|---|
| Количество поддонов          | 2   |
| Цвет поддонов                | Белый   |
| Рабочая поверхность поддонов | 770 × 400 × 13 мм ± 20 мм                     |
| Расстояние между поддонами   | 540 ± 30 мм                                   |
| Грузоподъёмность             | до 50 кг (равномерно распределённая нагрузка) |
| Диаметр колёс                | 100 мм  |
| Срок службы                  | 5 лет   |
| Гарантийный срок             | 2 года  |

## Преимущества

Тележки ТБ-01-КРОНТ-1 обладают рядом преимуществ, которые делают их незаменимыми для использования в медицинских учреждениях при транспортировке медикаментов, перевязочных материалов и других медицинских изделий:

- Прочная рамная конструкция из металлических труб с порошковым покрытием — обеспечивает

долговечность и устойчивость тележки.

- Два цельнолитых поддона из ударопрочного полимера – удобны в эксплуатации и лёгки в санитарной обработке.
- Съёмные и самофиксирующиеся поддоны – позволяют быстро проводить дезинфекцию и менять комплектность при необходимости.
- Поворотные колёсные опоры Ø100 мм, два с тормозами – обеспечивают маневренность и безопасность при передвижении.
- Пластиковые амортизирующие отражатели – защищают тележку и стены от повреждений при транспортировке.
- Совместимость с контейнерами КДС-«КРОНТ» – расширяет функциональность тележки для стерилизации и раздачи пищи.
- Возможность обработки любыми разрешёнными дезинфицирующими средствами – соответствует санитарным нормам РФ.
- Компактные габариты – удобны для размещения в помещениях с ограниченным пространством.
- Лёгкий вес (не более 15 кг) – обеспечивает удобство перемещения и транспортировки внутри больницы.
- Срок службы 5 лет и гарантия 2 года – подтверждают надёжность и долговечность конструкции.

Тележки ТБ-01-КРОНТ-1 являются эффективным решением для организации транспортировки материалов и оборудования в клинической практике, сочетая безопасность, удобство и долговечность.

## Характеристики

| Параметр:                      | Показатель:   |
|--------------------------------|---|
| <b>Бренд</b>                   | КРОНТ   |
| <b>Страна бренда</b>           | Россия  |
| <b>Ссылка на документы</b>     | <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000033238.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000033238.pdf</a> |
| <b>Габариты, мм</b>            | 925 × 525 × 980   |
| <b>Вес, кг</b>                 | 15  |
| <b>Габариты в упаковке, мм</b> | 1 020 × 170 × 500   |
| <b>Страна производства</b>     | Россия  |

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.