

Внутрибольничная 2-ярусная тележка со стальными поддонами ТБ-01-КРОНТ-2

Тележки внутрикорпусные



Ваша цена

Розница **0 руб.** Оптовая цена По запросу



Под заказ

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Внутрибольничная 2-ярусная тележка со стальными поддонами ТБ-01-КРОНТ-2

Тележка ТБ–01–КРОНТ–2 предназначена для перевозки медикаментов, перевязочных материалов и других медицинских изделий внутри лечебно-профилактических учреждений. Компактная и устойчивая конструкция, прочные стальные поддоны и удобные поворотные колёсные опоры обеспечивают комфортную эксплуатацию и соблюдение санитарно-гигиенических требований.

Тележка может использоваться для размещения контейнеров для дезинфекции и стерилизации КДС-«КРОНТ», а также для раздачи пищи. Легкосъёмные и самофиксирующиеся поддоны упрощают проведение санитарной обработки.

Особенности

- Рамная конструкция из металлических труб круглого сечения с порошковым покрытием.
- Несварная конструкция облегчает санитарную обработку.
- Два из четырёх колес с тормозами, пластиковые амортизирующие отражатели на всех опорах.
- Поддоны из полированной нержавеющей стали, самофиксирующиеся и легкосъёмные.
- Допускается обработка всеми дезинфицирующими средствами, разрешёнными в РФ.
- Компактные габариты и удобная эргономика для работы медицинского персонала.

Технические характеристики

Характеристика Значение	
Количество поддонов 2	
Грузоподъёмность, кг, не более	50 (равномерно распределённая по поддонам)
Рабочая поверхность верхнего поддо	на (Д × Ш × В), мм, не более 770 × 400 × 22
Рабочая поверхность нижнего поддон	на (Д × Ш × В), мм, не более 660 × 400 × 22
Расстояние между поддонами, мм	540
Срок службы, лет 5	

Преимущества

Тележки ТБ-01-КРОНТ-2 обладают рядом преимуществ, которые делают их незаменимыми в лечебно-профилактических учреждениях и лабораториях:

- Прочная рамная конструкция из металлических труб с порошковым покрытием обеспечивает долговечность и устойчивость к механическим повреждениям.
- Стальные поддоны, самофиксирующиеся и легкосъёмные упрощают санитарную обработку и обеспечивают безопасность размещаемых изделий.
- Поворотные колёсные опоры 🛮 100 мм с резиновым ободом обеспечивают лёгкое перемещение



даже по неравномерной поверхности.

- ullet Наличие тормозов на двух диагонально расположенных колёсах повышает безопасность при работе с тележкой.
- ullet Пластиковые амортизирующие отражатели на всех колёсах предотвращают повреждение стен и мебели при маневрировании.
- \bullet Компактные габариты позволяют использовать тележку в операционных, палатах, лабораториях и аптеках.
- Возможность размещения контейнеров для дезинфекции и стерилизации КДС-«КРОНТ» и раздачи пищи универсальность применения.
- Допустимость обработки всеми дезинфицирующими средствами, разрешёнными в РФ обеспечивает соблюдение санитарных норм.
- Надёжность и долговечность эксплуатации срок службы до 5 лет при соблюдении условий использования.

Тележки ТБ-01-КРОНТ-2 обеспечивают удобство транспортировки медицинских изделий, повышают эффективность работы персонала и соблюдение санитарных требований в клинической практике.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КРОНТ
Страна бренда	Россия
Габариты, мм	890 × 525 × 935
Вес, кг	15
Габариты в упаковке, мм	1 020 × 170 × 500
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.