

Водяная баня с магнитной мешалкой BioSan WB-4MS

Водяные бани

Товар участвует в акциях:

- Популярное



Под заказ



Описание

Водяная баня с магнитной мешалкой BioSan WB-4MS

BioSan WB-4MS – термостатирующая водяная баня с встроенной магнитной мешалкой, предназначенная для проведения химических, фармацевтических, медицинских и биологических исследований. Модель обеспечивает высокую точность поддержания температуры до $\pm 0,1$ °C и равномерное распределение тепла в ванне, благодаря работе встроенной магнитной мешалки с диапазоном оборотов 250 – 1000 об/мин.

Простота обслуживания, бесшумная работа, минимальные габариты и современный дизайн позволяют широко использовать термостат в практике лабораторий и медицинских учреждений.

Особенности

- Повышенная стабилизация температуры до $\pm 0,1$ °C.
- Встроенная магнитная мешалка с регулируемой скоростью 250 – 1000 об/мин.
- Бесшумная работа и компактные размеры.
- Ванна из нержавеющей стали объёмом 4 л.
- Цифровая установка температуры и скорости перемешивания.
- ЖК-дисплей для контроля параметров.
- Независимый таймер с диапазоном от 1 мин до 96 ч.
- Современный эргономичный дизайн корпуса.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Диапазон установки температуры	25 °C – +100 °C
Диапазон регулирования температуры	5 °C выше комн. t° – +100 °C
Шаг установки температуры	0,1 °C
Стабильность температуры	$\pm 0,1$ °C
Равномерность распределения температуры	$\pm 0,1$ °C
Диапазон регулировки оборотов мешалки	250 – 1000 об/мин
Независимый таймер	1 мин – 96 ч
Объём ванны	4 л
Цифровая установка температуры и скорости перемешивания	Да
Дисплей	ЖК

Преимущества

- Высокая точность поддержания температуры до $\pm 0,1$ °C обеспечивает стабильные условия экспериментов.
- Встроенная магнитная мешалка с регулируемой скоростью 250 – 1000 об/мин позволяет равномерно перемешивать растворы.

- Бесшумная работа и минимальные габариты облегчают использование в лабораторных помещениях.
- Ванна из нержавеющей стали объёмом 4 л устойчива к коррозии и легко очищается.
- Цифровая установка температуры и скорости перемешивания с ЖК-дисплеем повышает удобство эксплуатации.
- Независимый таймер с диапазоном от 1 мин до 96 ч позволяет планировать длительные эксперименты.
- Современный эргономичный дизайн корпуса упрощает установку и обслуживание прибора.
- Высокая стабильность температуры и равномерность распределения тепла обеспечивают точность экспериментальных результатов.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	BIOSAN
Страна бренда	Латвия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000029029.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000029029.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00000029029.pdf
Тип бани	водяная
Особенности	с магнитной мешалкой
Диапазон температур, °C	25...100
Точность поддержания температуры, ±°C	0,1
Дискретность установки температуры, °C	0,1
Объём, л	4
Внутренние размеры, мм	235×135×110
Таймер	от 1 мин до 96 ч или непрерывно
Габариты, мм	340 × 270 × 250
Вес, кг	3,4
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	600
Страна производства	Латвия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.