

## Водяная медицинская баня ELMi TW-2.03

Водяные бани



**Ваша цена**

Розница  
**86 289 руб.**

Оптовая цена  
**82 664 руб.**

**ELMI**

В наличии

НДС не облагается

### Описание

#### Водяная медицинская баня ELMi TW-2.03

Водяная медицинская баня ELMi TW-2.03 — высокоточный водяной термостат с пластиковым резервуаром объёмом 8,5 л и прозрачной крышкой. Лёгкая в обращении и надёжная конструкция позволяет эффективно поддерживать заданную температуру и широко использовать баню в лабораторных условиях.

Баня оснащена автоматическим контролем уровня жидкости для защиты нагревателя, регулируемой скоростью прокачки и перемешивания жидкостей, а также возможностью подключения внешнего контура. Конструкция легко разбирается и чистится, обеспечивая удобство эксплуатации.

#### Особенности

- Высокая точность поддержания заданной температуры в резервуаре.
- Автоматический контроль уровня жидкости для защиты нагревателя.
- Регулируемая скорость прокачки и перемешивания жидкостей.
- Возможность подключения внешнего контура.
- Интенсивное перемешивание жидкости для точного поддержания температуры.
- Лёгкая в разборке и чистке конструкция.

#### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Объём ванны	8,5 л
Температурный диапазон	Ткомн. +3 ... 90 °С
Дискретность установки температуры	0,1 °С
Точность поддержания температуры	±0,5 °С
Производительность нагнетающего насоса	2 ... 5 л/мин

### Преимущества

- Высокая точность поддержания температуры в резервуаре.
- Автоматический контроль уровня жидкости защищает нагреватель.
- Регулируемая скорость прокачки и перемешивания жидкостей.
- Возможность подключения внешнего контура.
- Интенсивное перемешивание жидкости для равномерного нагрева.
- Простая разборка и удобная чистка конструкции.
- Прочный пластиковый резервуар с прозрачной крышкой.
- Надёжная и долговечная конструкция для лабораторного использования.
- Широкий температурный диапазон от Ткомн. +3 до 90 °С.
- Дискретность установки температуры 0,1 °С.
- Точность поддержания температуры ±0,5 °С.
- Производительность нагнетающего насоса 2 – 5 л/мин.
- Компактные размеры и удобство эксплуатации в различных лабораториях.
- Подходит для широкого спектра лабораторных процедур.

- Безопасная эксплуатация благодаря встроенным системам контроля.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	ELMI
Страна бренда	Латвия
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000001632.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000001632.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000001632.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000001632.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/SS-00000001632.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/SS-00000001632.pdf</a>
Габариты, мм	265 × 330 × 265
Вес, кг	3.8
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	1 500
Страна производства	Латвия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.