

## Медицинский вортекс BioSan V-1 plus

Медицинские встряхиватели



Товар участвует в акциях:

- Популярное



Под заказ

### Описание

#### Вортекс BioSan V-1 plus

BioSan V-1 plus – компактный и надёжный вортекс, предназначенный для перемешивания растворов и суспензий клеток в пробирках объёмом 0,2 до 50 мл. Принцип работы прибора основан на действии виброэксцентрика на пробирку, что обеспечивает эффективное и равномерное смешивание содержимого.

Устройство работает в двух режимах: непрерывном и импульсном, при котором перемешивание активируется нажатием основания пробирки на головку вортекса. Прибор разработан для персонального использования в биотехнологических и биомедицинских лабораториях и зарегистрирован в Министерстве здравоохранения РФ.

#### Особенности

- Виброэксцентричный метод перемешивания для пробирок объёмом 0,2 до 50 мл.
- Два режима работы: непрерывный и импульсный.
- Компактные размеры и устойчивость на поверхности.
- Надёжная конструкция для длительной эксплуатации.
- Разработка для персонального использования в лабораториях.
- Быстрый старт и минимальное время разгона.

#### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Метод перемешивания	Виброэксцентричный
Диапазон регулирования скорости	500 – 3 000 об/мин
Время разгона	<1 с
Максимальное время непрерывной работы	24 ч
Объём пробирки	0,2 до 50 мл
Максимальный объём перемешивания	30 мл
Орбита	4 мм

### Преимущества

- Компактность и портативность, удобство размещения на рабочей поверхности лаборатории.
- Эффективное перемешивание пробирок объёмом 0,2 до 50 мл за счёт виброэксцентрика.
- Два режима работы: непрерывный и импульсный для различных лабораторных задач.
- Устойчивый корпус обеспечивает надёжное и безопасное использование.
- Быстрый старт и минимальное время разгона <1 с.
- Максимальное время непрерывной работы до 24 ч, подходит для длительных экспериментов.
- Простое управление и интуитивно понятная эксплуатация.
- Подходит для персонального использования в биотехнологических и биомедицинских лабораториях.

- Максимальный объем перемешивания до 30 мл с орбитой 4 мм обеспечивает равномерное смешивание.
- Прибор зарегистрирован в Министерстве здравоохранения РФ, соответствует требованиям лабораторной безопасности.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	BIOSAN
<b>Страна бренда</b>	Латвия
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00000028691.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00000028691.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000028691.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000028691.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000028691.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000028691.pdf</a>
<b>Габариты, мм</b>	90 × 150 × 80
<b>Вес, кг</b>	0.8
<b>Электропитание, В</b>	220, через адаптер 12
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	12
<b>Страна производства</b>	Латвия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.