

Воздушный стерилизатор Ферропласт-5

Воздушные стерилизаторы (сухожары)



Ваша цена

Розница
35 766 руб.

Оптовая цена
34 593 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Объем рабочей камеры, л: 5
- Диапазон температур, °С: 50...200

Описание

Воздушный стерилизатор Ферропласт-5

Стерилизатор Ферропласт-5 предназначен для воздушной стерилизации термическим способом медицинских и маникюрных инструментов, посуды из стекла и других жаропрочных изделий. Также в стерилизаторе предусмотрены режимы для дезинфекции и сушки. Стерилизационная камера смоделирована таким образом, что позволяет достичь максимального нагнетания воздуха, в результате чего обработка инструмента проводится на 3 полочках одновременно.

При загруженной камере стерилизатор обеспечивает автоматическую поддержку температурных режимов в диапазоне от +85 °С до +180 °С и времени стерилизационной и дезинфекционной выдержки. Программа пользовательского режима позволяет выставить индивидуальные параметры температуры от +50 °С до +200 °С и время обработки от 1 до 999 минут. При отклонениях заданной температуры более ± 3 °С процесс стерилизации автоматически останавливается.

Стерилизатор Ферропласт-5 снабжен системой звуковой и световой сигнализации, а также цифровым индикатором, позволяющим контролировать температуру в камере. Время непрерывной работы стерилизатора в режиме эксплуатации не менее 16 часов с обязательным перерывом на 8 часов. В помещениях, где установлен стерилизатор должен соблюдаться особый микроклимат: диапазон температур от +10 °С до +35 °С; атмосферное давление (84-107 кПа) 630-800 мм. рт.ст. и относительная влажность до 80% при +25 °С.

Стерилизатор Ферропласт-20 соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Средний срок службы не менее 5 лет.

Режимы работы стерилизатора

| Наименование режима |
|---------------------|
| Температура, °С |

| Время экспозиции, мин |
|-----------------------|
| Стерилизация I |
| 180 |
| 60 |
| Стерилизация II |
| 160 |
| 150 |

Дезинфекция

120

45

Сушка

85

45

Свой режим

50...200

1-999

Преимущества

- Высокая производительность.
- Компактный размер.
- Простота конструкции в использовании.
- Высокая скорость нагрева и охлаждения.
- Увеличенная рабочая поверхность.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|--|--|
| Бренд | Ферропласт |
| Страна бренда | Россия |
| Отрасли | Для отделения стерилизации |
| Ссылка на документы | https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010015964.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/SS-00010015964.pdf |
| Время непрерывной работы, часов | 16 |
| Наработка на отказ, часов | 1 000 |
| Объём рабочей камеры, л | 5 |
| Диапазон температур, °C | 50...200 |
| Отклонение температуры от заданной, ±°C | 3 |
| Время нагрева, мин, не более | 30 |
| Количество полок | 3 |
| Габариты, мм | 300 × 350 × 350 |

| | |
|---------------------------|--------|
| Вес, кг | 11 |
| Электропитание, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 600 |
| Страна производства | Россия |

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.