

## Воздушный стерилизатор КасПЗ ГП-80 МО

Воздушные стерилизаторы (сухожары)

Арт. КИУС.942712.014



#### Ваша цена

Розница **Оптовая цена 38 025 руб. 37 050 руб.** 



В наличии

### Области применения:

• Здравоохранение

#### НДС не облагается

- Объём рабочей камеры, л: 80
- Диапазон температур, °C: 50...200

Товар участвует в акциях:

• Гарантия наименьшей цены

Наличие регистрационного удостоверения

Array

## Описание

### Воздушный стерилизатор КасПЗ ГП-80 МО без функции охлаждения

КасПЗ ГП-80 МО — воздушный стерилизатор с прямоугольной камерой объёмом 80 л, предназначенный для термической обработки медицинских изделий. Используется для стерилизации, дезинфекции и сушки изделий из металла, стекла и других материалов, устойчивых к высоким температурам. Не оснащён системой активного охлаждения.

Устройство поддерживает четыре автоматические программы: стерилизацию при  $160\,^{\circ}$ С в течение  $150\,$  мин, стерилизацию при  $180\,^{\circ}$ С в течение  $60\,$  мин, дезинфекцию при  $120\,^{\circ}$ С в течение  $45\,$  мин, а также сушку при  $85\,^{\circ}$ С в любом режиме по времени. Максимальное отклонение температуры внутри загруженной камеры не превышает  $\pm 3\,^{\circ}$ С.

Корпус выполнен из прочных материалов, устойчивых к воздействию высоких температур. Устройство оснащено функцией аварийного отключения при перегреве (205...235 °C). Внутри камеры установлены 2 полки (максимум до 11), шаг регулировки составляет 35 мм.

Время нагрева до температуры  $180\,^{\circ}\text{C}$  — не более 55 мин. Предусмотрена возможность непрерывной работы до  $16\,^{\circ}\text{H}$  в сутки. Средний срок службы стерилизатора — не менее  $8\,^{\circ}$  лет, наработка на отказ — от  $2\,^{\circ}$  500 ч.

## Технические характеристики

Параметр3начение	
Тип камерыпрямоугольная	
Полезный объём камеры80 л	
Внутренние размеры камеры (Ш × Г × В)582 × 355 × 460	О мм
Внешние габариты (Ш × Г × В)816 × 580 × 595 мм	
Масса34 ± 3,4 кг	
Потребляемая мощность2,1 кВт	
Питание220 В / 50 Гц	
Задаваемые температурные режимы50200 °C	
Программы Стерилизация 160°С / 150 мин; Стерилизация 180°С / 60 мин; Дезинфекция 120°С / 45 мин; Сушка 85°С / произвольно	



Время нагрева до 180 °Сне более 55 мин	
Отклонение температуры±3 °C	
Аварийное отключение при перегреве205235 °	
Количество полок (стандарт / макс.)2 / 11	
Размеры полок561 × 290 мм	
Минимальный шаг расположения полок35 мм	
Уровень звуковой мощностине более 67 дБА	
Время непрерывной работы в суткине менее 16 ч	
Наработка на отказне менее 2 500 ч	
Средний срок службыне менее 8 лет Транспортные характеристики	
Параметр3начение	
Количество мест1	
Максимальная длина места625 мм	
Максимальная ширина места900 мм	
Максимальная высота места655 мм	
Максимальный вес места39 кг	
Общий вес39 кг	
Общий объём0,3684375 м <sup>3</sup>	

# Преимущества

Стерилизатор КасПЗ ГП-80 МО сочетает передовые технологии воздушной стерилизации с удобством эксплуатации, обеспечивая надёжность и безопасность в медицинских учреждениях. Среди его преимуществ:

- ullet Автоматическая регулировка и поддержание температуры исключает необходимость ручного контроля.
- Режимы работы и выбранная программа отображаются на цифровом дисплее удобство управления и контроля процесса.
- Энергонезависимая память сохраняет параметры до 10 программ, которые можно изменять и вызывать для повторного использования.
- Равномерное распределение температуры по объёму камеры обеспечивает качественную стерилизацию по всей внутренней поверхности.
- Циркуляция воздуха с помощью вентилятора повышает эффективность теплопередачи и сокращает цикл стерилизации.
- Снабжён устройством защиты от перегрева безопасен в эксплуатации, соответствует санитарным требованиям.
- Современный дизайн компактность и эстетика для любого медицинского кабинета.
- Простота в подключении и эксплуатации не требует специальных навыков для начала работы.
- Малое энергопотребление экономичен при длительной работе.
- Камера и все элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из коррозионностойкой стали долговечность и лёгкая очистка.
- $\bullet$  Задание времени отложенного старта запуска выбранной программы удобно при планировании загрузок.
- Платиновый датчик температуры высокая точность измерений и стабильность процесса стерилизации.

КасП3 ГП-80 М0- это оптимальное решение для быстрой, безопасной и эффективной воздушной стерилизации инструментов в клиниках, лабораториях и медицинских учреждениях.

# Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	КИУС.942712.014
Бренд	Касимовский приборный завод



Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение, Для отделения стерилизации
Объём рабочей камеры, л	80
Размеры рабочей камеры, мм	582 × 355 × 460
Диапазон температур, °С	50200
Отклонение температуры от заданной, ±°C	3
Время нагрева, мин, не более	55
Количество полок	2 стандартное, 11 максимальное
Размер полки, мм	561 × 290
Габариты, мм	816 × 580 × 595
Вес, кг	34
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	2 100

# Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.