

Вытяжной шкаф НВ-1200 ШВ

Вытяжные шкафы



Ваша цена

Розница

50 151 руб.

Оптовая цена

48 146 руб.



В наличии

С учетом НДС 22 %

- Серия: НВ
- Тип: вытяжной шкаф
- Особенности: с мойкой, со встроенными розетками, с одной подъёмной рамой
- Ширина столешницы, мм: 1100
- Материал столешницы: керамогранитная плитка, ламинат, нержавеющая сталь, полипропилен, химически стойкий пластик

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

Описание

Вытяжной шкаф НВ-1200 ШВ

Лабораторный вытяжной шкаф НВ-1200 ШВ — это однорамный шкаф с шириной столешницы 1100 мм.

Рабочая камера сделана на основе цельносварного металлического каркаса в порошковой окраске. Несущие ламинированные панели окантованы прочной ПВХ-кромкой толщиной 2 мм, что увеличивает ударостойкость и механическую прочность изделий. Опоры регулируются по высоте.

Рабочая зона закрывается подъёмной рамой с противовесами. В стандартной комплектации есть две зоны вытяжки: купол вытяжного бокса и уровень столешницы. Диаметр фланца для подключения к системе вентиляции: 150 мм. Модель НВ-1200 ШВ-Б доступна в исполнении с дополнительной вытяжкой из нижней тумбы.

Вытяжные шкафы снабжены люминесцентным светильником с выключателем и двумя розетками (кроме модели НВ-1200 М). Розетки со степенью защиты IP20, максимальная нагрузка 1,5 кВт.

Внешние габаритные размеры шкафа: 1100×700×1960 мм.

Мы предлагаем вытяжные шкафы с различным материалом рабочей поверхности

Исполнение	Покрытие столешницы
НВ-1200 ШВ-М	Ламинат
Бюджетная модель без нижней тумбы и розеток	
НВ-1200 ШВ-Б	Керамогранитная плитка
НВ-1200 ШВ-Б	Керамогранитная плитка
Модель с дополнительной вытяжкой в нижней тумбе	
НВ-1200 ШВ-У	Керамогранитная плитка
Модель с небольшой раковиной из полипропилена и смесителем	
НВ-1200 ШВ-Б-НЕРЖ	Нержавеющая сталь
НВ-1200 ШВ-СПБ	Химически стойкий пластик
НВ-1200 ШВ-ПБ	Полипропилен

По индивидуальному заказу любую модель шкафа можно снабдить дополнительной вытяжкой из нижней тумбы. В стандартном исполнении мы предлагаем вытяжные шкафы серого цвета, но по согласованию с заказчиком возможно изменение цвета на белый без увеличения стоимости. Кроме того, «КОРСА» может изготовить шкафы по вашим размерам и из материалов, отвечающим вашим

задачам.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КОРСА
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000027569.pdf
Серия	НВ
Тип	вытяжной шкаф
Особенности	с мойкой, со встроенными розетками, с одной
	подъемной рамой
Ширина столешницы, мм	1100
Материал столешницы	керамогранитная плитка, ламинат, нержавеющая
	сталь, полипропилен, химически стойкий пластик
Габариты, мм	1100×700×1960
Вес, кг	170
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.