

## Вытяжной шкаф Теолаб ШВ-1500 КГ

Вытяжные шкафы



### Ваша цена

Розница  
**74 900 руб.**

Оптовая цена  
**71 904 руб.**



В наличии

НДС не облагается

## Описание

### Вытяжной шкаф со столешницей из керамогранитной плитки Теолаб ШВ-1500 КГ

Теолаб ШВ-1500 КГ – компактный однорамный вытяжной шкаф с рабочей поверхностью из керамогранитной плитки. Предназначен для защиты персонала и рабочего пространства при работе с токсичными, летучими и агрессивными веществами в лабораториях различного профиля. Столешница устойчива к воздействию кислот, щелочей, органических растворителей и высоких температур, а также оснащена алюминиевым бортиком для предотвращения проливов.

Рабочая зона оснащена подъёмной рамой с противовесом, светодиодным освещением и двумя розетками (одна с заземлением), что обеспечивает удобство и безопасность эксплуатации. Шкаф выполнен на прочном цельносварном металлическом каркасе с регулируемыми ножками и боковыми панелями из ЛДСП, окантованными ПВХ-кромкой.

### Особенности

- Столешница из керамогранитной плитки устойчива к реактивам и нагреву.
- Алюминиевый бортик высотой 5 мм защищает от проливаний.
- Рабочая зона с подъёмной рамой и противовесом.
- Светодиодное освещение в комплекте.
- Две розетки (одна с заземлением), нагрузка до 1,5 кВт.
- Регулируемые по высоте ножки (0–20 мм).
- Цельносварной металлический каркас с порошковой окраской.
- Высота рабочей поверхности 85 см – удобно для работы сидя и стоя.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Размер рабочей зоны (Ш × Г × В)	1465 × 615 × 1070 мм
Высота шкафа с поднятым стеклом	2470 мм
Столешница	Керамогранитная плитка
Высота рабочей поверхности	850 мм
Диаметр фланца подключения	150 мм
Розетки	2 (одна с заземлением), нагрузка до 1,5 кВт

## Преимущества

Вытяжной шкаф Теолаб ШВ-1500 КГ обладает рядом преимуществ, которые делают его удобным и надёжным решением для современных лабораторий:

- Столешница из керамогранитной плитки – устойчива к высоким температурам, воздействию кислот, щелочей и растворителей.
- Специальный бортик высотой 5 мм предотвращает проливание жидкостей и защищает рабочую

поверхность.

- Компактные габариты — подходят для небольших лабораторных помещений.
- Высота рабочей поверхности 85 см — удобно работать как сидя, так и стоя.
- Две зоны вытяжки (купол и уровень столешницы) обеспечивают эффективное удаление вредных веществ.
- Светодиодное освещение рабочей зоны — комфортная работа в любое время суток.
- Наличие двух розеток (одна с заземлением) для подключения оборудования, нагрузка до 1,5 кВт.
- Прочное основание из цельносварного металлического каркаса с порошковой окраской.
- Регулируемые ножки — устойчивое расположение шкафа даже на неровном полу.
- Бюджетное и надёжное решение для лабораторий с разными направлениями деятельности.

Шкаф Теолаб ШВ-1500 КГ сочетает практичность, долговечность и эргономичность, обеспечивая безопасные условия для работы с химическими и биологическими веществами.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Теолаб
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010028111.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010028111.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010028111.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010028111.pdf</a>
<b>Габариты, мм</b>	1 505 × 703 × 1 960
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	не более 7
<b>Страна производства</b>	Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.