

Вытяжной шкаф Теолаб ШВ-900 КГ-С-В

Вытяжные шкафы



Ваша цена

Розница
71 950 руб.

Оптовая цена
69 072 руб.



Под заказ

НДС не облагается

Описание

Вытяжной шкаф

со столешницей из керамогранитной плитки, с сантехникой и вытяжкой из нижней тумбы Теолаб ШВ-900 КГ-С-В

Теолаб ШВ-900 КГ-С-В – компактный однорамный вытяжной шкаф со столешницей из керамогранитной плитки, встроенной сантехники и дополнительной вытяжкой из нижней тумбы. Предназначен для безопасной работы с токсичными и вредными летучими веществами, проведения анализа проб, химических реакций при высокой температуре и других лабораторных процедур.

Рабочая зона закрывается подъёмной рамой с противовесом. Вытяжка осуществляется в двух зонах – через купол вытяжного бокса и уровень столешницы. Дополнительно шкаф оснащён вытяжкой из нижней тумбы, что позволяет безопасно хранить реактивы. Встроенное светодиодное освещение обеспечивает комфортную работу, управление вынесено на правую панель рядом с розетками. Предусмотрено две розетки (одна с заземлением) с нагрузкой до 1,5 кВт.

Столешница выполнена из керамогранитной плитки, устойчива к влаге, высоким температурам, концентрированным кислотам, щелочам и органическим растворителям. Алюминиевый бортик высотой 5 мм защищает поверхность от проливаний. Встроенная сантехника включает латунный кран с антикоррозийным покрытием и раковину-слив из полипропилена диаметром 135 мм и глубиной 110 мм.

Шкаф установлен на цельносварной металлический каркас с порошковой окраской. Нижняя тумба оборудована дополнительным фланцем под вентиляцию диаметром 100 мм. Боковые панели из ЛДСП толщиной 16 мм с ПВХ-кромкой 2 мм. Ножки регулируются по высоте до 2 см. Высота рабочей поверхности от пола составляет 85 см, что удобно для работы сидя или стоя.

Особенности

- Компактные размеры – подходит для лабораторий с ограниченным пространством.
- Дополнительная вытяжка из нижней тумбы для безопасного хранения реактивов.
- Столешница из керамогранита устойчива к влаге, высоким температурам, кислотам, щелочам и растворителям.
- Алюминиевый бортик высотой 5 мм защищает от проливаний.
- Наличие сантехники: латунный кран с покрытием и раковина из полипропилена.
- Энергоэффективное светодиодное освещение рабочей зоны.
- Две розетки для подключения оборудования, одна с заземлением.
- Регулируемые ножки для установки на неровном полу.
- Удобная высота рабочей поверхности – 85 см, подходит для работы сидя и стоя.

Сантехника

Небольшая раковина-слив выполнена из полипропилена, устойчивого к агрессивным химическим веществам. Её диаметр составляет 135 мм, глубина 110 мм.

Кран для холодной воды изготовлен из латуни с эпоксидно-полиэфирным покрытием, что обеспечивает надёжность и стойкость к коррозии.

Технические характеристики

| Характеристика | Значение |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Столешница | Керамогранитная плитка |
| Размеры рабочей зоны (Ш × Г × В), мм | 865 × 615 × 1 070 |
| Высота с полностью поднятым стеклом, мм | 2 470 |
| Диаметр фланца вытяжки, мм | 150 |
| Диаметр фланца вытяжки нижней тумбы, мм | 100 |
| Розетки | 2 (одна с заземлением, нагрузка до 1,5 кВт) |
| Сантехника | Латунный кран, раковина из полипропилена (диаметр 135 мм, глубина 110 мм) |

Преимущества

Вытяжной шкаф Теолаб ШВ-900 КГ-С-В сочетает в себе компактность, функциональность и надёжность, обеспечивая безопасные условия для проведения различных лабораторных процедур:

- Дополнительная вытяжка из нижней тумбы – безопасное хранение реактивов и снижение концентрации вредных паров.
- Столешница из керамогранитной плитки – устойчива к влаге, высоким температурам, кислотам, щелочам и растворителям.
- Сантехника в комплекте: латунный кран с антикоррозийным покрытием и раковина из полипропилена.
- Компактные габариты – удобно для лабораторий с ограниченным пространством.
- Бюджетное решение при сохранении долговечности и надёжности конструкции.
- Две розетки для подключения оборудования, одна с заземлением (до 1,5 кВт).
- Светодиодное освещение рабочей зоны для комфортной работы.
- Высота рабочей поверхности от пола – 85 см, удобно работать сидя или стоя.
- Регулируемые ножки для установки на неровный пол.

Является оптимальным выбором для химических, биологических, медицинских и учебных лабораторий, где важны безопасность, эргономика и эффективность рабочего процесса.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бренд | Теолаб |
| Страна бренда | Россия |
| Ссылка на документы | https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010031616.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010031616.pdf |
| Габариты, мм | 905 × 703 × 1 960 |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 7 |
| Страна производства | Россия |

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.