

Вытяжной шкаф Теолаб ШВ-900 КГ-В

Вытяжные шкафы



Ваша цена

Розница
68 100 руб.

Оптовая цена
65 376 руб.



Под заказ

НДС не облагается

Описание

Вытяжной шкаф со столешницей из керамогранитной плитки и вытяжкой из нижней тумбы Теолаб ШВ-900 КГ-В

Вытяжной шкаф Теолаб ШВ-900 КГ-В – компактный однорамный лабораторный шкаф со столешницей из керамогранитной плитки и вытяжкой из нижней тумбы. Обеспечивает безопасную работу с токсичными, летучими и химически агрессивными веществами в лабораторной среде. Высокопрочная столешница устойчива к высоким температурам, концентрированным кислотам, щелочам и органическим растворителям, что делает шкаф подходящим для большинства химических, биологических и медицинских лабораторий.

Шкаф оснащён подъёмной рамой с противовесом, светодиодной подсветкой рабочей зоны, двумя розетками (одна с заземлением, IP20) и регулируемыми ножками. Вытяжка из нижней тумбы позволяет безопасно хранить реактивы, а рабочая поверхность с бортиком защищает от проливаний.

Особенности

- Столешница из керамогранитной плитки, устойчивая к кислотам, щелочам и органическим растворителям.
- Вытяжка из нижней тумбы для безопасного хранения реактивов.
- Подъёмная рама с противовесом для удобного доступа к рабочей зоне.
- Светодиодная подсветка рабочей зоны с выключателем на корпусе.
- Две розетки, одна с заземлением, степень защиты IP20, максимальная нагрузка 1,5 кВт.
- Регулируемые ножки для установки на неровном полу (0–2 см).
- Бюджетное решение для лабораторий с ограниченным пространством.
- Удобная работа сидя или стоя: высота рабочей поверхности от пола 85 см.
- Бортик высотой 5 мм из алюминия для защиты от проливаний.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Столешница	Керамогранитная плитка
Размеры рабочей зоны (Ш × Г × В)	865 × 615 × 1 070 мм
Высота шкафа с полностью поднятым стеклом	2 470 мм
Диаметр фланца для подключения к системе вентиляции	150 мм
Розетки	2 (одна с заземлением)
Вытяжка из нижней тумбы	Есть, диаметр фланца 100 мм

Преимущества

Вытяжной шкаф Теолаб ШВ-900 КГ-В обладает рядом преимуществ, которые делают его незаменимым элементом лабораторной мебели:

- Столешница из керамогранитной плитки – практичное и долговечное решение для большинства

- химических, биологических и медицинских лабораторий, а также для учебных практикумов.
- Бюджетное решение для лабораторий, которым важна надёжность и долговечность мебели.
 - Компактные размеры – подходит для небольших помещений.
 - Удобство работы сидя или стоя: высота рабочей поверхности от пола составляет 85 см.
 - Вытяжка из нижней тумбы позволяет безопасно хранить реактивы и агрессивные вещества.
 - Подъёмная рама с противовесом обеспечивает лёгкий доступ к рабочей зоне.
 - Светодиодная подсветка рабочей зоны и две розетки (одна с заземлением) для подключения оборудования.
 - Регулируемые ножки позволяют разместить шкаф на неровном полу.
 - Бортик рабочей поверхности защищает от проливаний.

ШВ-900 КГ-В обеспечивает безопасность, удобство и эффективность работы в лабораториях различного профиля, сочетая практичность и долговечность конструкции.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КОРСА
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010031615.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010031615.pdf
Габариты, мм	905 × 703 × 1 960
Потребляемая мощность, Вт	не более 7
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.