

Вытяжной шкаф Теолаб ШВ-900 КГ-В

Вытяжные шкафы



Ваша цена

Розница **Оптовая цена 67 965 руб. 65 248 руб.**



В наличии

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Вытяжной шкаф со столешницей из керамогранитной плитки и вытяжкой из нижней тумбы Теолаб ШВ-900 КГ-В

Вытяжной шкаф Теолаб ШВ–900 КГ–В — компактный однорамный лабораторный шкаф со столешницей из керамогранитной плитки и вытяжкой из нижней тумбы. Обеспечивает безопасную работу с токсичными, летучими и химически агрессивными веществами в лабораторной среде. Высокопрочная столешница устойчива к высоким температурам, концентрированным кислотам, щелочам и органическим растворителям, что делает шкаф подходящим для большинства химических, биологических и медицинских лабораторий.

Шкаф оснащён подъёмной рамой с противовесом, светодиодной подсветкой рабочей зоны, двумя розетками (одна с заземлением, IP20) и регулируемыми ножками. Вытяжка из нижней тумбы позволяет безопасно хранить реактивы, а рабочая поверхность с бортиком защищает от проливаний.

Особенности

- Столешница из керамогранитной плитки, устойчивая к кислотам, щелочам и органическим растворителям.
- Вытяжка из нижней тумбы для безопасного хранения реактивов.
- Подъёмная рама с противовесом для удобного доступа к рабочей зоне.
- Светодиодная подсветка рабочей зоны с выключателем на корпусе.
- Две розетки, одна с заземлением, степень защиты IP20, максимальная нагрузка 1,5 кВт.
- Регулируемые ножки для установки на неровном полу (0-2 см).
- Бюджетное решение для лабораторий с ограниченным пространством.
- Удобная работа сидя или стоя: высота рабочей поверхности от пола 85 см.
- Бортик высотой 5 мм из алюминия для защиты от проливаний.

Технические характеристики

Характеристик	а Значение)		
Столешница	Керамограни	тная плитка		
Размеры рабоч	ней зоны (Ш × Г ×	B) 865 >	< 615 × 1 070 мм	
Высота шкафа с полностью поднятым стеклом 2 470 мм				
Диаметр фланца для подключения к системе вентиляции				
Розетки	2 (одна с заземле	ением)		
Вытяжка из нижней тумбы Есть, диаметр фланца				

Преимущества

Вытяжной шкаф Теолаб ШВ-900 КГ-В обладает рядом преимуществ, которые делают его



незаменимым элементом лабораторной мебели:

- Столешница из керамогранитной плитки практичное и долговечное решение для большинства химических, биологических и медицинских лабораторий, а также для учебных практикумов.
- Бюджетное решение для лабораторий, которым важна надёжность и долговечность мебели.
- Компактные размеры подходит для небольших помещений.
- Удобство работы сидя или стоя: высота рабочей поверхности от пола составляет 85 см.
- Вытяжка из нижней тумбы позволяет безопасно хранить реактивы и агрессивные вещества.
- Подъёмная рама с противовесом обеспечивает лёгкий доступ к рабочей зоне.
- Светодиодная подсветка рабочей зоны и две розетки (одна с заземлением) для подключения оборудования.
- Регулируемые ножки позволяют разместить шкаф на неровном полу.
- Бортик рабочей поверхности защищает от проливаний.

ШВ-900 КГ-В обеспечивает безопасность, удобство и эффективность работы в лабораториях различного профиля, сочетая практичность и долговечность конструкции.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	KOPCA
Страна бренда	Россия
Габариты, мм	905 × 703 × 1 960
Потребляемая мощность, Вт	не более 7
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.