

## Ёмкость-контейнер для дезинфекции КРОНТ КДС-10

Контейнеры для дезинфекции



**Ваша цена**

Розница

**1 980 руб.**

Оптовая цена

**1 907 руб.**



В наличии

**Области применения:**

- Здравоохранение

НДС не облагается

### Описание

#### Контейнер для дезинфекции КРОНТ КДС-10

Контейнер КРОНТ КДС-10 — полимерный контейнер с перфорированным поддоном и крышкой, предназначенный для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации шприцев, термометров, шпателей, катетеров, одноразовых медицинских изделий, малого хирургического и гинекологического инструмента. Предназначен для оснащения кабинетов лечебно-профилактических учреждений, клинических и микробиологических лабораторий, аптек, а также для дезинфекционной обработки утилизируемых медицинских отходов.

Для полного погружения легковсплываемых изделий контейнер комплектуется утопителем. Форма и размер крышки разработаны с учётом эргономических требований. Ручки поддона и крышки имеют удобную форму для захвата. Конструкция контейнера обеспечивает лёгкое закрытие крышки и плотное прилегание, что сохраняет необходимую концентрацию рабочего раствора. Благодаря множеству сливных отверстий раствор стекает полностью и быстро. Отсутствуют острые кромки и места скопления грязи.

Контейнер изготовлен из ударопрочных, химически стойких, нетоксичных полимерных материалов, разрешённых к применению в медицинских изделиях, устойчивых к различным режимам паровой стерилизации (автоклавному). Он выдерживает обработку любыми дезинфицирующими средствами, не окрашивается и не выделяет токсичных соединений при контакте с дезсредствами. Автоклавируется при температуре до 134 °С.

Использование контейнера обеспечивает безопасность работы медицинского персонала, позволяя проводить химическую дезинфекцию без прямого контакта с агрессивными растворами. Плотное прилегающая крышка предотвращает распространение вредных паров, а прочный корпус защищает от порезов и проколов острым инструментарием. Боковая поверхность поддона имеет градуировку объёма (2, 4, 6, 8, 10 л) для удобного контроля количества раствора.

#### Особенности

- Полимерный контейнер с перфорированным поддоном и крышкой.
- Комплектуется утопителем для полного погружения изделий.
- Эргономичные ручки поддона и крышки для удобного захвата.
- Плотное прилегание крышки обеспечивает сохранение концентрации рабочего раствора.
- Множество сливных отверстий для полного стекания раствора.
- Отсутствие острых кромок и мест скопления грязи.
- Ударопрочный, химически стойкий и нетоксичный материал.
- Градация объёма на поддоне: 2, 4, 6, 8, 10 л.
- Защита персонала от токсичности дезсредств и механических повреждений.

#### Технические характеристики

| Характеристика                   | Значение                |
|----------------------------------|-------------------------|
| Рабочий объём                    | 10 ± 1,6 л              |
| Внутренние размеры поддона       | 290 × 200 × 160 мм ± 10 |
| Нагрузка, выдерживаемая поддоном | 6,0 кг                  |

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Материал         | Ударопрочный, химически стойкий полимерный материал |
| Обработка        | Любые разрешённые в РФ дезинфицирующие средства     |
| Автоклавирование | Максимальная температура 134 °C                     |
| Цвет             | Голубой / Белый                                     |
| Срок службы      | 3 года                                              |

## Преимущества

Контейнер КРОНТ КДС-10 предлагает ряд преимуществ, которые делают его незаменимым инструментом для безопасной и эффективной обработки медицинских изделий:

- Полимерный, ударопрочный корпус — обеспечивает долговечность и защиту от механических повреждений.
- Перфорированный поддон с утеплителем — позволяет полностью погружать изделия, включая легкоплавящиеся, обеспечивая равномерную дезинфекцию.
- Эргономичные ручки поддона и крышки — удобство при переноске и использовании в рабочих процессах.
- Плотное прилегание крышки — сохраняет концентрацию рабочего раствора и предотвращает распространение вредных паров.
- Множество сливных отверстий — ускоряет и обеспечивает полное стекание дезинфицирующего раствора.
- Градация объёма на поддоне (2, 4, 6, 8, 10 л) — удобный контроль количества раствора без дополнительных измерений.
- Химическая стойкость и нетоксичность материала — совместимость с любыми разрешёнными дезинфицирующими средствами и устойчивость к температурным режимам стерилизации до 134 °C.
- Защита персонала — предотвращает контакт с вредными растворами и минимизирует риск травм острым инструментом.
- Прозрачность материала — позволяет визуально контролировать процесс дезинфекции.
- Соответствие санитарным нормам и требованиям МУ-287-113 — обеспечивает безопасность и качество проведения процедур.

Контейнер КРОНТ КДС-10 является надёжным и эргономичным решением для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий в лечебно-профилактических учреждениях, лабораториях, аптеках и других медицинских помещениях.

## Характеристики

| Параметр:                  | Показатель:                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Бренд</b>               | КРОНТ                                                                                                         |
| <b>Страна бренда</b>       | Россия                                                                                                        |
| <b>Отрасли</b>             | Для отделения стерилизации                                                                                    |
| <b>Ссылка на документы</b> | <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000034045.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000034045.pdf</a> |
| <b>Габариты, мм</b>        | 450 × 325 × 205                                                                                               |
| <b>Вес, кг</b>             | 2                                                                                                             |
| <b>Страна производства</b> | Россия                                                                                                        |

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описание в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.