

Ёмкость-контейнер для дезинфекции КРОНТ КДС-11

Контейнеры для дезинфекции



Ваша цена

Розница

2 181 руб.

Оптовая цена

2 100 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Контейнер для дезинфекции КРОНТ КДС-11

Контейнер КРОНТ КДС-11 — полимерная ёмкость с перфорированным поддоном и крышкой, предназначенная для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации лапароскопического инструмента и сшивающих аппаратов. Используется для оснащения кабинетов лечебно-профилактических учреждений, клинических и микробиологических лабораторий, аптек, а также для дезинфекционной обработки утилизируемых медицинских отходов.

Форма и размер крышки разработаны с учётом эргономических требований, ручки поддона и крышки имеют удобную форму для захвата. Конструкция контейнера обеспечивает лёгкое закрытие крышки с плотным прилеганием, что позволяет сохранять необходимую концентрацию рабочего раствора. Сливные отверстия оптимизированы для ускоренного и полного стекания жидкости. Контейнер выполнен из ударопрочных, нетоксичных, химически стойких полимерных материалов, устойчивых к различным режимам стерилизации паровым способом, выдерживает санитарную обработку любыми средствами и не окрашивается под воздействием растворов.

Использование контейнера обеспечивает безопасность работы медицинского персонала, предотвращает контакт с токсичными растворами и распространение вредных паров. Прочный корпус защищает от порезов и проколов острым инструментом. На боковой поверхности поддона нанесена градуировка объёма (4, 6, 8 и 10 л), что исключает необходимость отдельного измерения раствора. Контейнер оснащён карманом для информации, держателем кармана и комплектом бумажных носителей.

Этот контейнер не комплектуется утеплителем.

Особенности

- Перфорированный поддон для полного стекания раствора.
- Эргономичные ручки поддона и крышки.
- Плотное прилегание крышки для сохранения концентрации рабочего раствора.
- Ударопрочный, химически стойкий полимерный материал.
- Отсутствие острых кромок и мест скопления грязи.
- Градуировка объёма на поддоне (4, 6, 8, 10 л).
- Возможность автоклавирования при температуре до 134 °С.
- Карман и держатель для размещения служебной информации.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Рабочий объём	11 ± 2,0 л
Внутренние размеры поддона	630 × 175 × 130 мм
Нагрузка на поддон	8,0 кг
Срок службы	не менее 3 лет
Цвет	Голубой / Белый
Максимальная температура автоклавирования	134 °С

Преимущества

Контейнер КРОНТ КДС-11 предлагает ряд преимуществ, которые делают его незаменимым в медицинских и лабораторных учреждениях:

- Прочный ударопрочный корпус — защищает персонал от порезов и проколов острым инструментарием.
- Плотное прилегание крышки — предотвращает распространение вредных паров и сохраняет концентрацию рабочего раствора.
- Перфорированный поддон с оптимизированными отверстиями — обеспечивает полное стекание раствора и ускоряет процесс дезинфекции.
- Градуировка объёма на поддоне — позволяет точно отмерять дезинфицирующие растворы без дополнительных измерительных приборов.
- Эргономичные ручки поддона и крышки — удобство захвата и транспортировки контейнера.
- Универсальность применения — подходит для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации инструментов, лапароскопического оборудования и шивающих аппаратов.
- Возможность автоклавирования до 134 °C — совместимость с различными режимами стерилизации.
- Безопасность работы персонала — исключает прямой контакт с токсичными растворами и уменьшает риск заражения.
- Срок службы не менее 3 лет — долговечность и экономичность использования.
- Комплектуется карманом и держателем для служебной информации — удобство маркировки и учёта материалов.

Контейнер КРОНТ КДС-11 обеспечивает эффективное, безопасное и эргономичное решение для обработки и стерилизации медицинских инструментов, повышая качество работы персонала и сокращая риск контаминации.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КРОНТ
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000034597.pdf
Габариты, мм	775 × 285 × 170
Вес, кг	2
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.