

Ёмкость-контейнер для дезинфекции КРОНТ КДС-20

Контейнеры для дезинфекции



Ваша цена

Розница

12 393 руб.

Оптовая цена

11 934 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Контейнер

для дезинфекции КРОНТ КДС-20

Контейнер КРОНТ КДС-20 — полимерный контейнер с перфорированным поддоном и крышкой, предназначенный для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий: габаритных хирургических инструментов, наркозо-дыхательной аппаратуры, предметов ухода за больными, лабораторной посуды и др. Используется в кабинетах лечебно-профилактических учреждений, клинических и микробиологических лабораториях, аптеках, а также для дезинфекционной обработки утилизируемых медицинских отходов.

Форма и размер крышки разработаны с учётом эргономических требований. Ручки поддона и крышки имеют удобную форму для захвата, крышка плотно прилегает к ванне, что позволяет сохранять необходимую концентрацию рабочего раствора. Конструкция обеспечивает ускоренное и полное стекание раствора за счёт большого количества сливных отверстий, отсутствуют острые кромки и места скопления грязи.

Контейнер изготовлен из ударопрочных, нетоксичных и химически стойких полимерных материалов, разрешённых к применению в медицинских изделиях. Выдерживает санитарную обработку любыми дезинфекционными средствами и температурой до +65 °С, не окрашивается и не выделяет вредных токсичных соединений. Прочный корпус защищает персонал от порезов и проколов острыми инструментами, обеспечивая безопасную работу при проведении дезинфекции и стерилизации.

Контейнеры оснащаются

- Карман пластиковый для размещения информации на контейнере.
- Держатель кармана – возможность независимого крепления на бортике контейнера с любой стороны; плотно прилегает к бортику, удобен для дезинфекции.
- Комплект бумажных носителей для нанесения служебной информации.

Этот контейнер не градуируется и не комплектуется утипителем.

Особенности

- Полимерный корпус с перфорированным поддоном и крышкой.
- Эргономичная конструкция крышки и ручек поддона.
- Плотное прилегание крышки, сохранение концентрации раствора.
- Большое количество сливных отверстий, ускоряющих стекание раствора.
- Отсутствие острых кромок и мест скопления грязи.
- Ударопрочные, химически стойкие и нетоксичные материалы.
- Выдерживает температуру до +65 °С.
- Защита персонала от порезов и контакта с токсичными растворами.
- Оснащён пластиковым карманом для информации и держателем кармана.
- Комплект бумажных носителей для служебной информации.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Рабочий объём	20 ± 4,0 л

Внутренние размеры поддона	600 × 270 × 150 мм
Нагрузка, выдерживаемая поддоном	15 кг
Срок службы	3 года
Объём упакованного изделия	0,066 м ³
Температура выдерживания	+65 °C
Цвет	Белый

Преимущества

Контейнер КРОНТ КДС-20 предлагает ряд преимуществ, которые делают его незаменимым инструментом для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий:

- Полимерный корпус с перфорированным поддоном — обеспечивает равномерное распределение дезинфицирующего раствора и ускоряет стекание жидкости.
- Эргономичные ручки поддона и крышки — удобство захвата и переноски даже при заполненном контейнере.
- Плотное прилегание крышки — сохраняет концентрацию рабочего раствора и предотвращает распространение вредных паров.
- Отсутствие острых кромок и мест скопления грязи — облегчает очистку и снижает риск травмирования персонала.
- Выдерживает температуру до +65 °C — совместим с различными режимами стерилизации и дезинфекции.
- Ударопрочный, нетоксичный и химически стойкий материал — долговечность и безопасность при контакте с дезсредствами.
- Прочный корпус защищает персонал от порезов и проколов острыми инструментами.
- Оснащён пластиковым карманом для служебной информации и держателем кармана — упрощает маркировку и контроль.
- Комплект бумажных носителей для нанесения информации — готовность к использованию без дополнительных приспособлений.
- Обеспечивает безопасность работы медицинского персонала — минимизация контакта с токсичными растворами.

Контейнер КРОНТ КДС-20 является практичным и безопасным решением для клиник, лабораторий, аптек и учреждений, где требуется эффективная дезинфекция и стерилизация медицинских изделий.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КРОНТ
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010003935.pdf
Габариты, мм	760 × 460 × 190
Вес, кг	5.5
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся

поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.