

Ёмкость-контейнер для дезинфекции КРОНТ КДС-35

Контейнеры для дезинфекции



Ваша цена

Розница

14 216 руб.

Оптовая цена

13 689 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

```
<div class="content__row content__row-box--side-left-medium">
  <div class="content__col">
    <div class="content-area">
      <h3>Ёмкость-контейнер<br>для дезинфекции КРОНТ КДС-35 без слива</h3>
    </div>
  </div>
  <div class="content__col">
    <div class="content-area">
      <p>Ёмкость-контейнер КРОНТ КДС-35 без слива предназначена для предстерилизационной
      очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий, включая габаритные
      хирургические инструменты, наркозо-дыхательную аппаратуру, лабораторную посуду и предметы
      ухода за больными. Контейнер широко используется в лечебно-профилактических учреждениях,
      клинических и микробиологических лабораториях, аптеках, а также для дезинфекционной обработки
      медицинских отходов.</p>
      <p>Корпус выполнен из ударопрочного, нетоксичного и химически стойкого полимера,
      разрешённого для применения в медицинских изделиях. Конструкция обеспечивает ускоренное
      и полное стекание раствора благодаря большому количеству и специальной форме сливных
      отверстий перфорированного поддона. Эргономичные ручки крышки и поддона удобны для захвата
      и обработки. Крышка плотно прилегает, предотвращая испарение и распространение вредных паров,
      что повышает безопасность медицинского персонала.</p>
      <p>Материал контейнера устойчив к воздействию дезинфицирующих средств и температуре
      до &#43;65 °С, не окрашивается растворами и не выделяет токсичных соединений. Контейнер
      защищает от порезов и проколов острым инструментарием, повышая уровень безопасности
      в медицинской практике.</p>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
<div class="content__row content__row-box--side-left-medium">
  <div class="content__col">
    <div class="content-area">
      <h4>Оснащение</h4>
    </div>
  </div>
  <div class="content__col">
    <div class="content-area">
      <ul>
        <li>Карман пластиковый для размещения служебной информации.</li>
        <li>Держатель кармана с возможностью крепления на бортике контейнера с любой стороны.</li>
        <li>Комплект бумажных носителей для маркировки.</li>
      </ul>
      <p style="color:red; font-weight:bold;">Этот контейнер не градуируется и не комплектуется
      утеплителем.</p>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
<div class="content__row content__row-box--side-left-medium">
  <div class="content__col">
    <div class="content-area">
      <h4>Технические характеристики</h4>
    </div>
  </div>
```

```

</div>
<div class="content_col">
  <div class="content-area">
    <table>
      <tr>
        <th>Характеристика</th>
        <th>Значение</th>
      </tr>
      <tr>
        <td>Рабочий объём</td>
        <td>35 ± 7 л</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Внутренние размеры поддона</td>
        <td>680 × 320 × 190 мм</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Нагрузка на перфорированный поддон</td>
        <td>15,0 кг</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Максимальная температура эксплуатации</td>
        <td>≤ 65 °C</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Срок службы</td>
        <td>не менее 3 лет</td>
      </tr>
    </table>
  </div>
</div>
</div>

```

<meta name="keywords" content="ёмкость-контейнер КРОНТ КДС-35, контейнер для дезинфекции, контейнер для стерилизации, контейнер без слива, медицинская ёмкость КРОНТ, дезинфекционный контейнер">
 <meta name="description" content="Ёмкость-контейнер КРОНТ КДС-35 без слива для дезинфекции и стерилизации медицинских изделий. Полимерный корпус, перфорированный поддон, удобная крышка, объём 35 л, срок службы не менее 3 лет.">
 <meta name="title" content="Ёмкость-контейнер для дезинфекции КРОНТ КДС-35 без слива — купить, характеристики, назначение">

Преимущества

Контейнер КРОНТ КДС-35 обладает рядом преимуществ, которые делают его удобным и надёжным решением для стерилизации и хранения инструментов:

- Изготовлен из высококачественных медицинских сплавов — устойчив к многократным циклам стерилизации.
- Коррозионная стойкость — сохраняет эксплуатационные свойства даже при длительном использовании.
- Оптимальные размеры — подходит для большинства стерилизаторов и удобен в обращении.
- Перфорированная крышка и корпус — обеспечивают равномерную подачу стерилизующего агента.
- Надёжная система фиксации крышки — предотвращает случайное открывание во время транспортировки и хранения.
- Карман для маркировки и комплект бумажных носителей — удобство идентификации содержимого.
- Универсальность применения — подходит для использования в лечебно-профилактических учреждениях, лабораториях и ветеринарных клиниках.
- Удобство дезинфекции — конструкция позволяет легко и качественно обрабатывать контейнер после каждого цикла.

Контейнер обеспечивает безопасность, гигиеничность и удобство при стерилизации и хранении медицинских инструментов.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

КРОНТ

Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010005826.pdf
Габариты, мм	880 × 475 × 240
Вес, кг	7
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.