

Ювелирные весы OHAUS Scout SJX322/E

Аналитические и лабораторные весы

Арт. 30272150

Ваша цена

Розница

0 руб.

Оптовая цена
По запросу



Под заказ



С учетом НДС 22 %

- Тип весов: ювелирные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: 320
- Дискретность, г: 0,01
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 0,2
- Калибровка: внешняя
- Класс точности: Высокий (II)

Описание

Портативные весы OHAUS Scout SJX322/E

Портативные весы класса точности II для торговых операций идеальны для взвешивания ювелирных изделий.

Эффективная защита от перегрузки, большой дисплей с подсветкой, короткое время стабилизации, различные единицы измерения, режимы взвешивания и возможности подключения делают эти небольшие весы очень удобными в работе.

Широкие возможности подключения облегчают регистрацию и передачу данных. Весы могут быть оснащены вспомогательным дисплеем.

Точность весов обеспечивает функция ручной внутренней калибровки в соответствии с требованиями класса точности II с сертификацией для торговых операций.

Передовая технология взвешивания гарантирует высокую надёжность и воспроизводимость результатов взвешивания.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): № [64467-16](#).
Срок свидетельства: до 29.06.2026.

Режимы применения

Взвешивание, подсчёт количества предметов, контрольное и процентное взвешивание, суммирование, определение плотности, фиксирование максимального веса.

Дисплей

Жидкокристаллический дисплей (LCD) с подсветкой.

Эксплуатация

Сетевой адаптер (входит в комплект) или четыре батарейки AA (не входят в комплект).

Связь

Интерфейс RS232, USB-порт, USB-устройство, Ethernet или Bluetooth (опции).

Материалы конструкции

Корпус из АБС-пластика, чашка из нержавеющей стали, защитный кожух из АБС-пластика (только для модели с разрешением 1 мг), крюк для взвешивания под весами, транспортировочный замок, калибровочный замок, паз для противоугонного замка, регулируемые опоры для выставления по уровню, индикатор уровня с подсветкой на передней панели.

Преимущества

Преимущества OHAUS Scout SJX322/E

- Индикатор стабильности показаний.
- Механическая и программная защита от перегрузки/недостаточной нагрузки.
- Индикатор низкого заряда батареи.
- Автоматическое выключение.
- Автоматическое тарирование.
- Совок для модели с НПВ 64 г.
- Калибровочные гири (только для модели SJX/E с НПВ 64 г).

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	30272150
Бренд	OHAUS
Страна бренда	США
Тип весов	ювелирные
Наибольший предел взвешивания (НПВ), г	320
Дискретность, г	0,01
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	0,2
Воспроизводимость (СКО), г	0,01
Линейность, ± г	0,01
Калибровка	внешняя
Гиря	200, 300 г
Класс точности	Высокий (II)
Размер платформы, мм	120
Интерфейс	RS-232 (как опция), USB (как опция), Ethernet (как опция)
Время стабилизации, с	1
Габариты, мм	202×224×54
Вес, кг	1
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.