

Жёсткие медицинские носилки DDJ-6C с подголовником

Медицинские носилки



Ваша цена

Розница

17 900 руб.

Оптовая цена

16 900 руб.

 **DEFENG**

В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Особенности носилок: можно использовать вместе с фиксатором головы

Описание

Жёсткие медицинские носилки DDJ-6C с ремнями и подголовником

Медицинские носилки Defeng DDJ-6C — это жёсткая щитовая модель из прочного пластика, предназначенная для безопасной иммобилизации и транспортировки пострадавших в экстренных условиях. Конструкция обеспечивает надёжную фиксацию тела и исключает дополнительное травмирование при перемещении пациентов с повреждениями позвоночника и других жизненно важных зон.

В комплект входят три фиксирующих ремня и анатомический подголовник, который обеспечивает дополнительную стабилизацию головы и предотвращает смещения при транспортировке. Комплект поставляется в готовом к использованию виде и подходит для большинства спасательных и медицинских ситуаций.

Щит изготовлен из прочного HDPE-пластика, устойчивого к влаге, механическим повреждениям и воздействию химических веществ. Конструкция совместима с диагностическим оборудованием: допускается проведение рентгена, КТ и МРТ прямо на носилках без необходимости перекладывания пациента.

Преимущества

- В комплект входит подголовник — для надёжной фиксации головы пострадавшего при транспортировке.
- Щитовая конструкция из прочного пластика обеспечивает устойчивость к нагрузкам и механическим повреждениям.
- Совместимость с рентгеновским, МРТ и КТ-оборудованием — позволяет проводить обследование без перемещения пациента.
- Три ремня в комплекте — надёжная фиксация тела и предотвращение смещений при транспортировке.
- Водно- и химически устойчивые материалы — подходят для использования в различных погодных и санитарных условиях.
- Лёгкость дезинфекции — гладкая поверхность легко очищается и обрабатывается антисептиками.
- Продуманная эргономика — форма носилок повторяет анатомические изгибы тела для повышения комфорта пострадавшего.
- Возможность использования при спасении на воде — материалы не тонут и не теряют прочности при намокании.
- Удобные прорези-ручки — облегчают захват и транспортировку несколькими спасателями.
- Совместимость с фиксатором для головы — повышает уровень иммобилизации при травмах шейного отдела.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд	Jiangsu Defeng Medical Equipment
Страна бренда	Китай
Отрасли	Здравоохранение, Для скорой помощи
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010027434.pdf
Особенности носилок	можно использовать вместе с фиксатором головы
Габариты, мм	1850 × 410 × 60
Вес, кг	6.5
Вес в упаковке, кг	8
Габариты в упаковке, мм	187 × 45 × 8
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.