





**AQ-200** 

Видеоэндоскопическая система

#### Усовершенствованная универсальная видеоэндоскопическая система с разрешением Full HD, оснащенная множеством эксклюзивных функций.


Система АQ-200 является результатом объединения 30-летнего опыта в области гибкой эндоскопии и наших эксклюзивных инновационных технологий. АQ-200 это система премиум-класса, функции и гибкость которой помогут вам удовлетворить ваши требования на текущем этапе и расширить их в будущем. Независимо от того, проводятся ли диагностические или терапевтические процедуры, AQ-200 поддерживает вас в повседневной работе.

#### Визуализация экспертного уровня




#### Изображение формата Full HD

Эндоскопы, оснащены 2-мегапиксельной CMOS-матрицей, и обеспечивают впечатляющее разрешение формата Full HD. Предоставляя Вам детальное и кристально чистое изображение.



#### Три режима оптической хромоэндоскопии

Технология оптического окрашивания (CBI) наилучший баланс между освещением, цветовым контрастом сосудов и структурой слизистой оболочки. Этот инструмент поможет вам обнаружить повреждения или рак на ранней стадии.



#### Эксклюзивные инновации



### и беспроводной источник питания Высокоскоростная лазерная передача сигнала (до 8 ГБ/с)

обеспечивает синхронизацию изображений в реальном времени и повышает эффективность защиты от помех в процессе сложных вмешательств. Благодаря отсутствию металлических контактов, беспроводной источник питания гарантирует долговременное стабильное соединение и герметичность эндоскопа.



#### Режим двойного дисплея

Лазерная передача данных

Возможность вывода изображения в белом свете и изображения оптической хромоэндоскопии на один экран, помогает лучше увидеть различия, отображаемые в режиме СВІ, и ускоряет процесс освоения технологии. Используя эту функцию, вы можете сократить время обучения, и избежать необходимости переключаться между различными режимами освещения.



### Удобство использования





# Превосходная маневренность и регулируемая жесткость

Новая эргономика рукоятки и 4 программируемые кнопки помогают снизить утомляемость и уменьшить дискомфорт. Жесткость колоноскопа можно регулировать с помощью регулировочного кольца, учитывая потребности различных сегментов кишки.



## Водонепроницаемость и подключение в одно касание

Используйте нашу полностью водонепроницаемую систему и снизьте риски повреждений вызванных водой! Сократите время смены эндоскопов между процедурами, благодаря подключению в одно касание.



Функции и характеристики						
Источник света	300 Вт Ксенон / 3 светодиода (LED)					
Хромоэндоскопия	3 режима: CBI Обычный, CBI Индиго, CBI Аква					
Усиление изображения	Структура / Край / Цвет					
Настройка яркости	Автоматическая / Ручная					
Цифровое увеличение (Zoom)	1/1,2/1,5/2x					
IRIS	Пик / Среднее / Авто					
Хранилище данных	USB					
Режим двойного дисплея	Два изображения					
Профиль пользователя	Настраиваемая RFID карта					

FHD-GT/CL										
	Модель	Рабочая длина	Общая длина	Диаметр дистального конца	Внешний диаметр вводимой трубки	Диаметр инстр. канала	Глубина резкости	Угол поля обзора	Диапазон углов изгиба	
Видео- гастроскоп	FHD-GT200	1050 мм	1350 мм	9,8 мм	9,6 мм	2,8 мм	3-100 мм	145°	U210°D90°L100°R100°	
	*FHD-GT200J	1050 мм	1350 мм	10,5 мм	10,5 мм	2,8 мм	3-100 мм	145°	U210°D90°L100°R100°	
Видео- колоноскоп	FHD-CL200I	1300 мм	1600 мм	12,8 мм	12,8 мм	3,7 мм	3-100 мм	145°	U180°D180°L160°R160°	
	FHD-CL200L	1650 мм	1950 мм	12,8 мм	12,8 мм	3,7 мм	3-100 мм	145°	U180°D180°L160°R160°	
	*FHD-CL200JI	1300 мм	1650 мм	12,8 мм	12,8 мм	3,7 мм	3-100 мм	145°	U180°D180°L160°R160°	
	*FHD-CL200JL	1650 мм	2000 мм	12,8 мм	12,8 мм	3,7 мм	3-100 мм	145°	U180°D180°L160°R160°	

<sup>\* -</sup> эндоскоп оснащен дополнительным каналом для промывки (forward water-jet)

Материал предназначен исключительно для специалистов сферы здравоохранения. Оборудование предназначено для использования квалифицированными специалистами. Информация о противопоказаниях и предостережения указана в инструкции.

Медицинские изделия представленные в данной брошюре, зарегистрированы на территории Российской Федерации согласно регистрационным удостоверениям:

P3H2024/22375 ot 03.04.2024 P3H2024/22379 ot 03.04.2024

P3H2024/22381 ot 03.04.2024

#### Ваш дилер:













