

## Антисептический раствор для дезинфекции рук (20 мл)

Антисептики



- Размер: маленький, в карман или сумку
- Объем антисептика, л: 0,02
- Вязкость антисептика: раствор (как вода)

Сделано  
в России

Под заказ

Наличие регистрационного удостоверения

### Описание

#### Антисептический раствор для дезинфекции рук (20 мл)

Антисептический раствор можно применять дома, в общественных заведениях, медицинских учреждениях или на рабочих местах. Он менее вязкий, чем гель, лучше распыляется и меньше ощущается на руках.

Самый удобный способ носить с собой антисептик. Маленький флакон размером чуть больше кредитной карты легко поместится и в дамскую сумочку, и в карман джинсов; не займёт много места в бардачке машины или на рабочем столе. Объем флакона — 20 мл.

Антисептический раствор изготавливается на основе изопропилового спирта. Практически не раздражает кожу, не оставляет на поверхностях разводы. Концентрация спирта в средстве составляет 70 %. Это соответствует рекомендациям ВОЗ. Кожный антисептик может справиться с вирусами и бактериями, а также рядом грибов, уничтожая до 99,9 % микроорганизмов.

Кроме изопропилового спирта, в состав входят:

- Пропиленгликоль. Он оказывает на кожу смягчающее действие, помогает поддерживать нужный уровень увлажнения.
- Вода и структурообразователь.
- Отдушка. Требуется для придания раствору более приятного аромата.

### Преимущества

#### Преимущества антисептика для рук

- Компактность. Это самый маленький флакон в нашем ассортименте, он легко поместится в карман или сумку.
- Простота использования. Достаточно нанести необходимое количество раствора на руки и растереть. Средство не нужно смывать, после использования нет ощущения липкости.
- Быстродействие. Не нужно долго ждать высыхания.
- Высокий уровень гигиеничности, который обеспечивается даже в местах, где нет санузлов.
- Минимальная вероятность сухости и раздражения кожи. Обычное мыло пересушивает кожу сильнее, чем средство.

### Характеристики

Параметр:

Показатель:

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Бренд                | Сделано в России              |
| Страна бренда        | Россия                        |
| Размер               | маленький, в карман или сумку |
| Объём антисептика, л | 0,02                          |
| Вязкость антисептика | раствор (как вода)            |
| Страна производства  | Россия                        |

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.