

Биомедицинский морозильник Haier DW-40L92

Медицинские морозильники

Арт. DW-40L92



- Температура в морозильной камере, °C: -20...-40
- Общий объём, л: 92
- Объём морозильной камеры, л: 92

Товар участвует в акциях:

- Новинка

Наличие регистрационного удостоверения

ФСЗ 2012/13474 от 16.11.2023

Haier
Biomedical

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Морозильник биомедицинский Haier DW-40L92

Управление температурой осуществляется при помощи микропроцессора, оснащенного цифровым дисплеем. Пользователь может задать верхнюю и нижнюю границу диапазона рабочих температур. Система подает световой и звуковой сигналы при отклонении температуры от заданной, перегреве или переохлаждении, а также неисправности датчика.

Морозильник снабжён энергонезависимой памятью для сохранения установок пользователя. При сбоях в энергоснабжении и последующем включении в сеть, морозильник продолжает работать согласно заданным ранее параметрам. Предусмотрена дополнительная защита компрессора от скачков напряжения при отключении и включении в сеть или сбоях в энергоснабжении, а также функция плавного пуска и остановки компрессора. Снабжена высокоэффективным компрессором Danfoss и вентилятором конденсатора, теплоизоляцией из пенополиуретана высокой плотности, заправлена хладагентом, не разрушающим озоновый слой.

В полки встроены змеевики, в которых происходит испарение хладагента, что позволяет максимально быстро снижать температуру в камере. Морозильник оснащён замком для предотвращения несанкционированного доступа. Для лёгкого перемещения морозильники можно оснащать роликами с фиксаторами.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	DW-40L92
Бренд	Haier Biomedical
Страна бренда	Китай
Отрасли	Здравоохранение
Тип холодильника	для вакцин, для крови
Температура в морозильной камере, °C	-20...-40
Общий объём, л	92
Объём морозильной камеры, л	92

Хладагент	HC
Габариты, мм	640×610×810
Вес, кг	46
Электропитание, В	220-240
Потребляемая мощность, Вт	340
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.